


单页: 100*70 展开: 100*420

Product Introduction

EN



Long press the power button to turn on or turn off the machine. Short press the warm switch to select temperature 122°F/131°F/140°F/STOP (50°C/55°C/60°C/STOP); Short press the vibration switch to select vibration mode- M1/M2 /M3/M4.

About this item

1.This warm heating pads uses the latest upgraded graphene technology. Fast heating portable cordless heating pad, it only takes 5 seconds to heat up and increase temperature. Helps relieve period cramp/abdominal/tummy/stomach or back pain.

2.The electric portable cordless heating pad has 4 vibration modes and 3 levels of heating. You can turn on at the same time. Allow you customize a setting for yourself to achieve the ultimate comfort. Three switchable temperatures, 122°F, 131°F and 140°F (50°C, 55°C and 60°C)

3.The portable heating pad is designed to automatically shut down. If you fall asleep during use, our product will automatically turn off within 30 minutes when it detects that you have not made any movement, which can ensure your safety. If you want to use it again, just turn it on again.

Specification parameters

Product Model	LJ-Y703
Input / Power	5V 1A / 3W
Battery Capacity	1800mAh
Charing Time	5 Hours

Charging/Recharging

- Please charge the heating pad before use.
- To charge the heating pad, plug the charger into an outlet and into the Charging interface.
- The indicator flashes red when charging, and will be solid green when complete.
- For safety considerations, the heating pad will NOT work while charging.
- For better maintenance, please recharge the heating pad once at least every 2 months if you don't use it regularly.

Safety Instructions


- Do NOT use while sleeping.
- Please avoid using the heating pad in the same position on your body for a long time and pay attention to your skin condition, if there is any abnormal on your skin, pls removed heating pad immediately.
- Do NOT bring your heating pad near fire or use all kind of corrosive liquid.

Warning

- 1.Pregnant women, cervical tumor patients disabled.
- 2.Gout onset period or not completely healed with gout are forbidden to use.
- 3.Gravity disease and heart disease are forbidden to use.
- 4.The skin wound is still unhealed or patients with skin abnormalities are forbidden to use.

Produkteinführung

DE



Drücken Sie lange die Ein-/Aus-Taste, um die Maschine ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz den Warmschalter, um die Temperatur zu wählen 122 °F/ 131 °F/ 140 °F/ STOP (50°C/55°C/60°C/STOP); Drücken Sie kurz den Vibrationsschalter, um den Vibrationsmodus M1/M2/M3/M4 auszuwählen.

Über diesen Artikel

- 1.This warme Heizpads verwendet die neueste verbesserte Graphen-Technologie. Schnelles Heizen tragbares kabelloses Heizkissen, es dauert nur fünf Sekunden, um sich zu erwärmen und die Temperatur zu erhöhen. Hilft, Periodenkrampf/Bauch/Bauch/Bauch- oder Rückenschmerzen zu lindern.
- 2.Das elektrische tragbare schnurlose Heizpad hat 4-Vibrationsmodi und 3-Stufen der Heizung. Sie können sich gleichzeitig einschalten. Ermöglichen Sie es Ihnen, eine Einstellung für sich selbst anzupassen, um den ultimativen Komfort zu erreichen. Drei umschaltbare Temperaturen, 122 °F, 131 °F und 140 °F (50°C, 55°C und 60°C)
- 3.Das tragbare Heizpad ist entworfen, um automatisch herunterzufahren. Wenn Sie während des Gebrauchs einschlafen, schaltet sich unser Produkt automatisch innerhalb von 30 Minuten aus, wenn es feststellt, dass Sie keine Bewegung gemacht haben, was Ihre Sicherheit gewährleisten kann. Wenn Sie es erneut verwenden möchten, schalten Sie es einfach wieder ein.

Spezifikationsparameter

Produktmodell	LJ-Y703
Eingang / Leistung)	5V 1A bis 3W
Batteriekapazität	1800mAh
Charing Time	5 Stunden

Laden/Laden

- Bitte laden Sie das Heizkissen vor Gebrauch auf.
- Um das Heizkissen aufzuladen, stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose und in die Ladeschnittstelle.
- Die Anzeige blinkt rot beim Laden und leuchtet grün, wenn sie abgeschlossen ist.
- Aus Sicherheitsgründen funktioniert das Heizkissen während des Ladevorgangs NICHT.
- Zur besseren Wartung laden Sie das Heizkissen mindestens alle 2-mal auf Monate, wenn Sie es nicht regelmäßig verwenden.

Sicherheitshinweise


- NICHT im Schlaf anwenden.
- Vermeiden Sie es, das Heizkissen lange Zeit in der gleichen Position auf Ihrem Körper zu verwenden und achten Sie auf Ihren Hautzustand, wenn eine anormale Ihre Haut, pls entfernt Heizkissen sofort.
- Bringen Sie Ihr Heizkissen NICHT in die Nähe des Feuers oder verwenden Sie alle Arten von ätzender Flüssigkeit.

Warnung

- 1.Schwangere Frauen, Gebärmutterhalstumorpatienten behindert.
- 2.Gicht Beginn Periode oder nicht vollständig geheilt mit Gicht sind verboten zu verwenden.Krankheit
- 3.Gravity und Herzerkrankungen sind verboten zu verwenden.
- 4.Die Hautwunde ist immer noch ungeheilt oder Patienten mit Hautanomalien sind verboten zu verwenden.

Présentation du produit

FR



Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre la machine. Appuyez brièvement sur l'interrupteur de chauffage pour sélectionner la température 122 °F/ 131 °F/ 140 °F/ Arrêt (50°C / 55°C / 60°C / arrêt); Appuyez brièvement sur le commutateur de vibration pour sélectionner le mode de vibration - M1 / m2 / m3 / M4.

À propos de ce projet

1. Ce tapis chaud adopte la dernière mise à niveau de la technologie Graphène. Tapis chauffant sans fil portable à chauffage rapide qui chauffe en seulement 5 secondes. Aide à soulager les crampes menstruelles / douleurs abdominales / abdominales / abdominales / dorsales.

2. Tapis chauffant sans fil portable électrique avec 4 modes de vibration et 3 niveaux de chauffage. Vous pouvez ouvrir en même temps. Vous permet de personnaliser les paramètres pour vous - même pour un confort ultime. Trois températures commutables, 122 °F, 131 °F Et 140 °F (50°C, 55°C et 60°C)

3. Le tapis chauffant portable est conçu pour s'éteindre automatiquement. Si vous vous endormez pendant l'utilisation, lorsque notre produit détecte que vous n'avez rien fait, il s'éteint automatiquement dans les 30 minutes, ce qui peut assurer votre sécurité. Si vous voulez l'utiliser à nouveau, il suffit de l'ouvrir à nouveau.

Specification parameters

Modèle de produit	Le LJ - y703
Entrée / puissance	5V 1a / 3W
Capacité de la batterie	1800 MAH
Temps de charge	5 heures

Charge / recharge

- Veuillez charger le coussin chauffant avant utilisation.
- Pour charger le tapis chauffant, branchez le chargeur dans la prise et chargez l'interface.
- Le voyant clignote en rouge pendant la charge et devient vert lorsque la charge est terminée.
- Pour des raisons de sécurité, le coussin chauffant ne fonctionnera pas pendant la charge.
- Pour un meilleur entretien, chargez le tapis chauffant au moins une fois toutes les 2 fois Quelques mois si vous ne l' utilisez pas régulièrement.

Instructions de sécurité

- ne pas utiliser pendant le sommeil.
- S'il vous plaît éviter d'utiliser des coussins chauffants dans la même position sur votre corps Pendant longtemps et faites attention à l'état de votre peau s'il y a des anomalies Votre peau, retirez immédiatement le coussin chauffant.
- Ne placez pas le coussin chauffant près d' une source d' inflammation ou n' utilisez aucun liquide corrosif.

Avertissement

1. Invalidité chez les femmes enceintes, les patients atteints de tumeurs cervicales.
2. l'utilisation est contre - indiquée pour les personnes souffrant de goutte pendant la période d'attaque de goutte ou qui ne guérissent pas complètement.
3. les maladies gravitationnelles et les maladies cardiaques sont interdites.
4. Il est interdit aux patients dont les plaies cutanées ne guérissent pas ou présentent des anomalies cutanées.

Introducción del producto

ES



Presione el botón de encendido durante mucho tiempo para encender o apagar la máquina. Presione el interruptor de calentamiento en corto para seleccionar la temperatura 122 °F/ 131 °F/ 140 °F/ Detener (50 °C / 55 °C / 60 °C / detener); Presione el interruptor de vibración en corto y seleccione el modo de vibración - M1 / m2 / m3 / m4.

Sobre este proyecto

1. esta almohadilla térmica utiliza la última actualización de la tecnología de grafeno. Calentar rápidamente la almohadilla de calentamiento portátil sin cuerda, que se puede calentar en solo 5 segundos. Ayuda a aliviar los espasmos menstruales / abdominales / abdominales / gástricos o dolores de espalda.
2. la almohadilla de calefacción portátil eléctrica sin cuerda tiene 4 modos de vibración y 3 niveles de calefacción. Puedes abrirlo al mismo tiempo. Le permite personalizar la configuración para lograr la máxima comodidad. Tres temperaturas intercambiables, 122 °F , 131 °F Y 140 °F (50 ° c, 55 ° C y 60 ° c)
3. la almohadilla de calefacción portátil está diseñada para apagarse automáticamente. Si se queda dormido durante el uso, cuando nuestro producto detecta que no tiene ninguna acción, se apaga automáticamente en 30 minutos, lo que garantiza su seguridad. Si quieres volver a usarlo, solo tienes que abrirlo de nuevo.

Especificaciones y parámetros

Modelo de producto	LJ - y703
Entrada / potencia	5v 1a / 3W
Capacidad de la batería	1800 Mah
Tiempo de carga	5 horas

Carga / recarga

- cargue la almohadilla de calefacción antes de usarlo.
- para cargar la almohadilla de calefacción, inserte el cargador en el enchufe y cargue Interfaz
- El indicador parpadea rojo al cargar y se volverá verde después de completar la carga.
- Por razones de seguridad, la almohadilla de calefacción no funcionará al cargar.
- para un mejor mantenimiento, cargue la almohadilla de calefacción al menos cada 2 veces Durante meses, si no lo usas con frecuencia.

Instrucciones de Seguridad


- No lo use mientras duerme.
- evite usar almohadillas de calefacción en la misma posición del cuerpo Largo tiempo y preste atención a la condición de su piel, si hay alguna anomalía Para su piel, retire la almohadilla de calentamiento de inmediato.
- No acerque la almohadilla de calefacción a la fuente de fuego ni use ningún líquido corrosivo.

Aviso

1. las mujeres embarazadas y los pacientes con tumores cervicales están discapacitados.
2. está prohibido el uso de pacientes con gota durante el ataque de gota o que no se hayan curado completamente.
3. está prohibido el uso de enfermedades gravitacionales y enfermedades cardíacas.
4. pacientes con heridas cutáneas sin curar o con piel anormal Está prohibido usarlo.

Introduzione del prodotto

IT



Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere o spegnere la macchina. Premere brevemente l'interruttore caldo per selezionare la temperatura 122 °F/ 131 °F/ 140 °F/ STOP (50°C/55°C/60°C/STOP); Premere brevemente l'interruttore di vibrazione per selezionare la modalità di vibrazione-M1/M2/M3/M4.

Informazioni su questo articolo

1. Questo riscaldamento caldo utilizza l'ultima tecnologia aggiornata del grafene. Tappetino riscaldante portatile portatile a batteria veloce, ci vogliono solo 5 secondi per riscaldare e aumentare la temperatura. Aiuta ad alleviare i crampi mestruali/addominali/pancia/mal di stomaco o mal di schiena.
2. Il tappetino elettrico portatile senza fili ha 4 modalità di vibrazione e 3 livelli di riscaldamento. Si può accendere allo stesso tempo. Consenti di personalizzare un ambiente per te stesso per ottenere il massimo comfort. Tre temperature commutabili, 122 °F , 131 °F e 140 °F (50°C, 55°C e 60°C).
3. Il cuscinetto riscaldante portatile è progettato per spegnere automaticamente. Se ti addormenti durante l'uso, il nostro prodotto si spegnerà automaticamente entro 30 minuti quando rileva che non hai effettuato alcun movimento, che può garantire la tua sicurezza. Se vuoi usarlo di nuovo, accendilo di nuovo.

Parametri specifici

Modello di prodotto	LJ-Y703
Ingresso / alimentazione	5V 1A / 3W
Capacità della batteria	1800mAh
Charing Time	5 ore

Ricarica/Ricarica

- Si prega di caricare la piastra riscaldante prima dell'uso.
- Per caricare la piastra riscaldante, collegare il caricabatterie in una presa e nella interface.
- L'indicatore lampeggia in rosso durante la ricarica e sarà verde al completamento.
- Per motivi di sicurezza, la piastra riscaldante NON funzionerà durante la ricarica.
- Per una migliore manutenzione, ricaricare il riscaldatore almeno una volta ogni 2 mesi se non lo usa regolarmente.

Istruzioni di sicurezza


- NON usare durante il sonno.
- Si prega di evitare di utilizzare la piastra riscaldante nella stessa posizione sul corpo per un molto tempo e prestare attenzione alle condizioni della pelle, se c'è qualche anomalia sulla pelle, pls rimosso immediatamente il tampone riscaldante.
- NON portare il pad riscaldante vicino al fuoco o utilizzare tutti i tipi di liquido corrosivo.

Attenzione

1. Donne incinte, pazienti tumorali cervicali disabili.
2. Il periodo di inizio gotta o non completamente guarito con gotta sono vietati da usare.
- 3.Gravity malattia e malattie cardiache sono vietati da usare.
- 4.La ferita della pelle è ancora non curata o i pazienti con anomalie della pelle sono vietato l'uso.

製品の紹介

JP



電源ボタンを長押しすると、機械をオンまたはオフにすることができます。加熱スイッチを短く押しして温度122を選択する°F/131°F/140°F/停止 (50°C/55°C/60°C/停止)、振動スイッチを短く押しして、振動モード-M 1/M 2/M 3/M 4を選択します。

このプロジェクトについて

- 1.この温熱マットは最新のグラフェン技術を採用している。携帯用コードレス加熱マットを素早く加熱し、わずか5秒で加熱昇温することができる。月経痙攣/腹部/腹部/胃部または背中への痛みを緩和するのに役立ちます。
- 2.電動携帯用コードレス加熱パッドは、4つの振動モードと3つの加熱レベルを有する。同時に開くことができます。究極の快適さを実現するために、独自の設定をカスタマイズできます。3つの切替可能温度、122°F , 131°F および140°F (50°C, 55°C, 60°C)
- 3.携帯用加熱パッドは自動的に閉じるように設計されている。使用中に眠ってしまった場合は、製品が動作していないことを検出すると、30分以内に自動的にシャットダウンされ、安全を確保できます。もう一度使用したい場合は、もう一度開くだけです。

仕様パラメータ

製品型番	LJ-Y703
入力/電力	5V 1A/3W
バッテリー容量	1800ミリアンペア時
充電時間	5時間

充電/再充電

- 使用前にヒートマットを充電してください。
- ヒートマットを充電するには、充電器をコンセントに差し込んで充電してください インタフェース
- 充電中はLEDが赤く点滅し、充電が完了するとLEDが緑に変わります。
- 安全上、充電中にヒートマットが動作しなくなります。
- メンテナンスを円滑にするために、少なくとも2回に1回はヒートマットを充電してください数ヶ月、それをあまり使わなければ。

セキュリティの説明

- 就寝時には使用しないでください。
- 体の同じ位置でヒートマットを使用しないでくださいもし何か異常があれば、長時間肌の調子に気をつけてください。お肌は、すぐにヒートマットを外してください。
- 加熱マットを火元に近づけたり、腐食性の液体を使用したりしないでください。

に警告

- 1.妊婦、子宮頸腫患者は障害を起こす。
- 2.痛風の発作期または完治していない痛風患者の使用を禁止する。
- 3.重力性疾患と心臓病の使用を禁止する。
- 4.皮膚の傷口がまだ癒合していない又は皮膚異常の患者使用禁止。

