


### Warm reminder for product use

Dental experts suggest: the first time the user uses the gentle mode for one week, and then presses the switch button in the normal mode after getting used to it, it can be used, and the following points should be paid attention to when using:  
 (a) The direction of water flow is perpendicular to the teeth or gums  
 (b) Move slowly along the teeth and clean the teeth in order;  
 (c) The nozzle is aligned perpendicular to the gums;  
 (d) Thoroughly clean teeth, trays, crowns and dentures.  
 For the first use, do not spray water directly along the periodontal pocket for a long time, so as not to cause gum discomfort.




### Daily maintenance

A. If you need to clean the product, please wipe it with water or a damp cloth, and then use a dry cloth or other dry paper towels to wipe off the water left on the surface.  
 B. It is strictly forbidden to soak the product body in water.  
 C. Do not clean this product with hot water exceeding 50 degrees Celsius.  
 D. Do not bend, stretch or twist the nozzle hose.  
 E. It is recommended to replace the nozzle every 3 months.  
 F. If you do not use this product for a long time, you need to empty the water in the water tank and place it in a cool and dry place.


### Troubleshooting

Common problem	Possible Causes	Solution
Can't work or can't boot	New purchase or no more than three months	Please charge for more than 4 hours before use
The water pressure is very low during work	There is something blocked in the nozzle or the nozzle is deformed	Replace the nozzle
Can only be used for a short time after charging	The battery has reached the end of its useful life	Please contact customer service
The charging indicator does not light up or jumps randomly when charging	Insufficient charging time	Please charge for more than 4 hours before use
Do not spray water when working	The power is not connected	Please connect the power correctly
Common problem Can't work or can't boot	Adapter (charging head) does not match	Replace the adapter or plug directly into the USB socket
	Product circuit is faulty	Please contact customer service
The water pressure is very low during work	Newly purchased or left unused for a period of time	1. Pull out the nozzle to rinse the nozzle hole on the main body 2. Suck hard against the nozzle



flushing sequence for the other row of teeth is the same as above.  
 in the direction (such as 2 or 3) until it reaches the gum at the last tooth. The over-align the gums and continue to the same direction from the inside. Please as 1 or 4) until the gums of the last tooth are then turn the nozzle smoothly when flushing the teeth. After choosing the gear that suits you, align or the gums, and open the nozzle slightly so that the water flow can flow out the teeth, extend the nozzle into the mouth, aim at the gap between the teeth. Choose the gear that suits you. It is recommended to start the trial from the lowest gear and gradually find the gear that suits you best. When cleaning

### The right way to clean your teeth



### Steps for usage

● Switch the mode to the pulse gear, and the indicator light also switches to the corresponding indicator light, and cycle in turn.  
 ● Short press to shut down.  
 ● When the battery of the instrument is charging, the three indicator lights will flash once, and when the battery is full, the three indicators will be on.  
 ● The instrument will automatically shut down after 5 minutes of operation.

### Environmental protection

Products used in this watch  
 Portable electric tooth flusher  
 Hazardous substance declaration  
 According to "Marking Requirements for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products" GB/T 26572-2011 (also known as China RoHS2.0), the following section lists the names and contents of hazardous substances that may be contained in this product.

Part Name	Harmful materials					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
Plastic components	○	○	○	○	○	○
Hardware components	○	○	○	○	○	○
container	○	○	○	○	○	○
Motor components	×	○	○	○	○	○
battery	×	○	○	○	○	○
Data line	×	○	○	○	○	○
circuit board	×	○	○	○	○	○


This form is compiled according to the rules of SJ/T11364  
 ○: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit requirement specified in GB/T 26572-2011 (IEC62321).  
 ×: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the part exceeds the limit requirement of GB/T26572. However, the content of the parts marked with "x" in the above table exceeds the content because there is no mature alternative technology in the industry.

### Environmental protection use period

The mark on the product body indicates that the environmental protection use period is 10 years. The environmental protection use period of electrical and electronic products means that the toxic and hazardous substances or elements contained in electrical and electronic products will not leak to the outside or suddenly mutate, and users of electrical and electronic products will not be exposed to the environment when using the electrical and electronic products. The time limit for causing serious pollution or causing serious damage to the human body or property. During the environmental protection period, please use this product in accordance with the instruction manual. Remainder of the Regulations on the Recycling and Disposal of Waste Electrical and Electronic Products in order to better care and protect the earth, when users no longer need this product or the product life ends, please abide by the relevant national laws and regulations on the recycling and disposal of waste electrical and electronic products, and remove it. Hand it over to a local manufacturer with nationally recognized recycling and processing qualifications for recycling.

### Method of operation

- Short press to turn on, the default mode is strong, and the corresponding indicator lights up 2 seconds the switch mode, the mode switches to soft gear, and the indicator light also switches to the corresponding indicator light.
- Standard nozzle
- Periodontal pocket nozzle
- Special for periodontal pocket cleaning
- Orthodontic nozzles are suitable for cleaning braces
- Tongue scraping nozzle is dedicated to cleaning tongue coating



### How to dispose of rechargeable batteries

1. The built-in rechargeable lithium battery of this product contains substances that may pollute the environment. When disposing of this product, please do not put it together with general household garbage. The battery should be taken out.
2. Before disassembling this product and removing the lithium battery, be sure to turn off the power or cut off the power.
3. To remove the lithium battery, pry off the buckle on the top cover of the product, open the top cover of the product, and then take out the lithium battery.
4. The taken-out lithium battery should be safely disposed of and put in the battery recycling center designated by the government, which is conducive to environmental protection. Special Note: only take out the battery when discarding this product. Please make sure that the battery is exhausted before taking it out. Non-professionals should not disassemble it.

### Recycle

When disposing of recycled products, please don't throw them together with general household garbage, but take them to the designated recycling center. Everyone is responsible for protecting the environment!

#### Quality assurance

We hereby guarantee that the products are of high quality, reliable performance, safe and practical. In order to solve the customer's worries, our company implements responsible quality and after-sales service, which can be handled with this card.

1. If the main parts of the product fail during normal use within three months, repair and replacement parts are free of charge.
2. When repairing, you should bring the receipt of payment and warranty card to determine the warranty period.
3. The product warranty period is three months.

**Note**  
 1. Abnormal use and man-made damage are not covered by the warranty.  
 2. If the customer disassembles the machine by himself, the warranty qualification will be cancelled.  
 Date of purchase: \_\_\_\_\_  
 Where to buy: \_\_\_\_\_

#### Certificate of conformity

Inspection result: \_\_\_\_\_ Qualified \_\_\_\_\_

Inspectors: \_\_\_\_\_

Date of inspection: \_\_\_\_\_

Check  
03

## Portable electric tooth flusher

## user's manual

Disclaimer: Due to the iteration of product appearance, if there is a difference between the appearance of the pixels in this manual and the actual product, please refer to the actual product.

### Product parameter

- Product net weight: 355g
- Charging voltage: 5V
- Charging current: 1A
- Rated voltage: 3.7V
- Rated power: 3.5W
- Water tank volume: 230ml
- Battery capacity: 1200mAh

### Warning

- A. Do not use the product for other purposes other than oral cleaning.
- B. Do not use the nozzle to press the gums or teeth too hard to avoid damaging the gums.
- C. Do not immerse the product in water to avoid product failure.
- D. Do not use the product in a high temperature and humid environment.
- E. Do not continue to use the power cord if the power cord is damaged.

### Danger

- A. Please read this manual carefully before use to avoid injury or damage caused by improper operation.
- B. Do not disassemble this product privately to avoid product damage or electric shock.
- C. Do not use water above 40 degrees Celsius to fill the water tank to flush teeth to avoid burns.
- D. If the product falls into the water accidentally during charging, please unplug the power plug before removing the product, and wait until the water stains are completely dry before charging. E. If the power cord or plug is damaged, please replace the power adapter before use.
- E. Avoid placing the product in a high temperature place, do not throw the product into a fire, the battery may explode.

### Note

- A. Do not use this product without the nozzle installed.
- B. Some functional mouthwashes may be corrosive to certain extent. Please confirm the ingredients of the mouthwash before use, and do not use it indiscriminately.
- C. If children, the elderly or those who do not know how to use this product, please make sure that someone supervises and instructs the user.
- D. Quickly clean the oral cavity: Whether at home or eating out, it is the most effective way to quickly restore a clean oral cavity.
- E. It has a relatively good effect on the peripheral cleaning of orthodontic teeth, dental implants, and dental veneers.
- F. Help develop healthy daily oral hygiene habits and keep teeth fresh and clean at all times.

### Precautions

- A. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or bleeding teeth to prevent inflammation.
- B. Please adjust the flushing intensity of the pulse water flow in real time according to your own oral situation.
- C. Do not soak the whole machine in water, it may cause product failure or complete damage.
- D. If you do not use this product for a long time, please make sure that the water tank is dry and free of water before storing to prevent the growth of bacteria.

### Product utility

- A. The strong pulsed water flow can completely clean up bacteria, tooth stains, tartar and food residues in all parts of the oral cavity.
- B. The ultra-fine water stream can clean the gingival sulcus and deep between the teeth without barriers, and improve the health of the gums.
- C. It can effectively remove most of the subgingival plaque on the tooth surface, and the effect is much better than traditional dental floss.
- D. Quickly clean the oral cavity: Whether at home or eating out, it is the most effective way to quickly restore a clean oral cavity.
- E. It has a relatively good effect on the peripheral cleaning of orthodontic teeth, dental implants, and dental veneers.
- F. Help develop healthy daily interdental cleaning habits and keep teeth fresh and clean at all times.

**Recordatorio cálido para el uso del producto.**  
 Los expertos dentales sugieren: la primera vez que el usuario usa el modo suave durante una semana y luego presiona el botón de cambio en el modo normal después de acostumbrarse, se puede usar y se debe prestar atención a los siguientes puntos al usarlo:  
 (a) La dirección del flujo de agua es perpendicular a los dientes o las encías.  
 (b) Muevase lentamente a lo largo de los dientes y límpielos en orden.  
 (c) La boquilla está alineada perpendicular a las encías.  
 (d) Limpiar a fondo los dientes, cubetas, coronas y dentaduras postizas.  
 Para el primer uso, no rocíe agua directamente a lo largo de la bolsa periodontal durante mucho tiempo, para no causar molestias en las encías.




**V Demostrar correctamente X Demostración incorrecta**

Coloque la boquilla en la boca antes de encender el interruptor para que el agua no salpique por todas partes. En uso, los dientes deben estar de débil a fuerte para dar a las encías una etapa de adaptación y encontrar un engranaje adecuado que puedan soportar.


**Mantenimiento diario**

- R. Si necesita limpiar el producto, límpielo con agua o un paño húmedo y luego use un paño seco u otras toallas de papel secas para limpiar el agua que queda en la superficie. B. Está estrictamente prohibido remojar el cuerpo del producto en agua.
- C. No limpie este producto con agua caliente a más de 50 grados Celsius.
- D. No doble, estire ni retuerza la manguera de la boquilla.
- E. Se recomienda reemplazar la boquilla cada 3 meses.
- F. Si no utiliza este producto durante un período prolongado, deberá vaciar el agua del tanque de agua y colocarlo en un lugar fresco y seco.

Problema común	Posibles Causas	Solución
No puede trabajar o no puede arrancar	Nueva compra o no más de tres meses	Por favor cargue por más de 4 horas antes de su uso
La presión del agua es muy bajo durante el trabajo	Hay algo bloqueado en la boquilla o la boquilla está deformada	Reemplace la boquilla
Solo se puede utilizar para limpiar los dientes, la boca no se enciende o salta aleatoriamente durante la carga	La batería ha llegado al final de su vida útil	Por favor contacte con el servicio de atención al cliente
No recicle agua cuando está trabajando. Problema común. No puede funcionar o no puede arrancar.	Tiempo de carga insuficiente	Cargue durante más de 4 horas antes de usarlo
	La alimentación no está conectada.	Conecte la alimentación correctamente. Reemplace el adaptador a la boquilla directamente en la toma USB
	El adaptador (cabezal de carga) no coincide	Por favor contacte con el servicio de atención al cliente
	El circuito del producto está defectuoso	Por favor contacte con el servicio de atención al cliente
La presión del agua es muy bajo durante el trabajo	Recién comprado o sin usar por un período de tiempo	1. Saque la boquilla para enjuagar el orificio de la boquilla en el cuerpo principal. 2. Chupe con fuerza contra la boquilla.



La secuencia de lavado para la otra fila de dientes es la misma que la anterior en la dirección (como 2 o 3) hasta llegar a la encía del último diente. El uso de la boquilla debe ser en la misma dirección de la boquilla. El agua debe salir suavemente cuando se usa. Después de usarlo, limpie la boquilla con agua limpia y enjuague la boca. Elige el equipo que más te convenga. Se recomienda iniciar la prueba desde el



**Pasos para el uso**  
 Opresione brevemente para apagar: la luz indicadora correspondiente y realice el ciclo por turnos. Cambie el modo al engranaje de pulso y la luz indicadora también cambiará a

**Protección del medio ambiente**

Productos utilizados en este reloj.  
 Lavador de dientes eléctrico portátil  
 Declaración de sustancias peligrosas  
 De acuerdo con los "Requisitos de marcado para el uso restringido de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos" GB/T 26572-2011 (también conocido como China RoHS2.0), la siguiente sección enumera los nombres y contenidos de las sustancias marcadas con "x" en la tabla anterior

Nombre de la pieza	Materiales nocivos					
	Dirigir (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	hexavalente cromo (Cr(VI))	polibromado bifenilos (PBB)	polibromado Difencil éter (PBDE)
Componentes de plástico	○	○	○	○	○	○
Componentes de hardware	○	○	○	○	○	○
envase	○	○	○	○	○	○
Componentes del motor	○	○	○	○	○	○
batería	x	○	○	○	○	○
Línea de datos	x	○	○	○	○	○
placa de circuito	x	○	○	○	○	○


Este formulario está compilado de acuerdo con las reglas de SJ/T11364.  
 O: Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de la pieza está por debajo del límite de contenido de la sustancia peligrosa de los materiales homogéneos de la pieza excede el requisito límite de GB/T26572. Sin embargo, el contenido de las piezas marcadas con "x" en la tabla anterior excede el contenido porque No existe una tecnología alternativa madura en la industria.

**10** Período de uso de protección del medio ambiente.  
 La marca en el cuerpo del producto indica que el período de uso de protección ambiental es de 10 años. El período de uso de protección ambiental de productos eléctricos y electrónicos significa que las sustancias o elementos tóxicos y peligrosos contenidos en los productos eléctricos y electrónicos no se filtrarán al exterior ni mutarán repentinamente, y los usuarios de productos eléctricos y electrónicos no estarán expuestos al medio ambiente cuando utilizando los productos eléctricos y electrónicos. El plazo para causar contaminación grave o causar daños graves al cuerpo humano o a la propiedad. Durante el período de protección ambiental, utilice este producto de acuerdo con el manual de instrucciones. Recordatorio de las normas sobre reciclaje y eliminación de residuos de productos eléctricos y electrónicos Para cuidar y proteger mejor la tierra, cuando los usuarios ya no necesitan este producto o su vida útil finalice, respete las leyes y regulaciones nacionales pertinentes sobre reciclaje, y eliminación de residuos de productos eléctricos y electrónicos, y retíralos. Entréguelo a un fabricante local con calificaciones de procesamiento y reciclaje reconocidas a nivel nacional para el reciclaje.

Mantenga presionado durante 2 segundos el modo de cambio, el modo cambia a engranaje suave, El indicador se enciende. Presione brevemente para encender, el modo predeterminado es fuerte y el correspondiente

**Método de operación**

- 1. Boquilla estándar
- 2. Boquilla para raspar la lengua
- 3. Boquilla de bolsillo periodontal
- 4. Boquillas de ortodoncia



**Anfitrión Estructura de los dientes**

**Cómo deshacerse de las baterías recargables**

- 1. La batería de litio recargable incorporada de este producto contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Al desechar este producto, no lo arroje junto con la basura doméstica general. Se debe sacar la batería.
- 2. Antes de desmontar este producto y quitar la batería de litio, asegúrese de apagar o cortar la alimentación.
- 3. Para quitar la batería de litio, levante la hebilla de la cubierta superior del producto, abra la cubierta superior del producto y luego saque la batería de litio.
- 4. La batería de litio extraída debe desecharse de forma segura y colocarse en el centro de reciclaje de baterías designado por el gobierno, lo que favorece la protección del medio ambiente. Nota especial: retire la batería únicamente cuando desee este producto. Asegúrese de que la batería esté agotada antes de sacarla. Los no profesionales no deben desmontarlo.

**Reciclar**

Al desechar productos reciclados, no los arroje junto con la basura doméstica general, sino llévelos al centro de reciclaje designado. ¡Todos somos responsables de proteger el medio ambiente!

**Seguro de calidad**  
 Por la presente garantizamos que los productos son de alta calidad, rendimiento confiable, seguros y prácticos. Para resolver las preocupaciones del cliente, nuestra empresa implementa un servicio posventa y de calidad responsable, que se puede manejar con esta tarjeta.  
 1. Si las piezas principales del producto fallan durante el uso normal dentro de los tres meses, la reparación y las piezas de repuesto son gratuitas.  
 2. Al realizar la reparación, debe llevar el recibo de pago y la tarjeta de garantía a determinar el período de garantía.  
 3. El período de garantía del producto es de tres meses.  
**Nota**  
 1. El uso anormal y los daños causados por el hombre no están cubiertos por la garantía.  
 2. Si el cliente desmonta la máquina por sí mismo, se cancelará la calificación de la garantía.  
 Fecha de compra: \_\_\_\_\_  
 Donde comprar: \_\_\_\_\_

**Certificado de conformidad**  
 Resultado de inspección: **Calificado**  
 Inspectores: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inspección: \_\_\_\_\_  
 Controlar 03

Potencia nominal: 3,5 W  
 Tensión nominal: 3,7 V ---  
 Corriente de carga: 1A  
 Voltaje de carga: 5V ---  
 Capacidad de la batería: 1200 mAh  
 Volumen del tanque de agua: 230ml  
 Peso neto del producto: 235g

**parámetro del producto**

Las manchas de agua están completamente secas antes de cargar. Si el cable de alimentación o el enchufe caen al agua accidentalmente durante la carga, por favor desenchufe el enchufe antes de retirar el producto y espere hasta que el agua se seque por completo.  
 A. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or teeth.  
 B. If you do not use the instrument for a long time, please remove the battery from the instrument to avoid damage to the battery.

**Nota**  
 A. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or teeth.  
 B. If you do not use the instrument for a long time, please remove the battery from the instrument to avoid damage to the battery.

Consulte primero a un médico y confirme que es correcto antes de usarlo. Si los niños, los ancianos o aquellos que no saben cómo utilizar este producto, úsalo indiscriminadamente. Confirme los ingredientes del enjuague bucal antes de usarlo y no use el producto sin la boquilla instalada.  
 A. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or teeth.  
 B. If you do not use the instrument for a long time, please remove the battery from the instrument to avoid damage to the battery.

**Nota**

**Lavador de dientes eléctrico portátil**

**manual de usuario**

Descargo de responsabilidad: Debido a la iteración de la apariencia del producto, si hay una diferencia entre la apariencia de los píxeles en este manual y el producto real, consulte el producto real.

- E. No continúe usando el cable de alimentación si está dañado.
- D. No utilice el producto en ambientes húmedos y con altas temperaturas.
- C. No sumerja el producto en agua para evitar fallos del producto, dañando las encías.
- B. No utilice la boquilla para presionar las encías o los dientes con demasiada fuerza para evitar A. No utilice el producto para otros fines que no sean la limpieza bucal.

**! Advertencia**

El producto al fuego, la batería podría explotar.  
 E. Evite colocar el producto en un lugar con altas temperaturas, no arroje el producto al fuego.  
 Las manchas de agua están completamente secas antes de cargar. Si el cable de alimentación o el enchufe caen al agua accidentalmente durante la carga, por favor desenchufe el enchufe antes de retirar el producto y espere hasta que el agua se seque por completo.  
 A. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or teeth.  
 B. If you do not use the instrument for a long time, please remove the battery from the instrument to avoid damage to the battery.

**Peligro**  
 A. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or teeth.  
 B. If you do not use the instrument for a long time, please remove the battery from the instrument to avoid damage to the battery.

**Precauciones**

- 1. Mantenga el dispositivo fresco y limpio en todo momento.
- 2. Evite usar el dispositivo en ambientes húmedos y con altas temperaturas.
- 3. Evite usar el dispositivo con cables de alimentación dañados.
- 4. Evite usar el dispositivo con cables de alimentación dañados.
- 5. Evite usar el dispositivo con cables de alimentación dañados.
- 6. Evite usar el dispositivo con cables de alimentación dañados.
- 7. Evite usar el dispositivo con cables de alimentación dañados.
- 8. Evite usar el dispositivo con cables de alimentación dañados.
- 9. Evite usar el dispositivo con cables de alimentación dañados.
- 10. Evite usar el dispositivo con cables de alimentación dañados.

**Utilidad del producto**

型号 K (#)F 4#: 390x530mm 2021.6.12

**Herzliche Erinnerung an die Produktnutzung**  
 Zahnpflegeexperten empfehlen: Wenn der Benutzer zum ersten Mal eine Woche lang den sanften Modus verwendet und dann nach Eingewöhnung die Umschalttaste im normalen Modus drückt, kann er verwendet werden. Bei der Verwendung sollten folgende Punkte beachtet werden: (a) Die Richtung des Wasserflusses verläuft senkrecht zu den Zähnen oder dem Zahnfleisch. (b) Bewegen Sie sich langsam an den Zähnen entlang und reinigen Sie die Zähne der Reihe nach; (c) Die Düse ist senkrecht zum Zahnfleisch ausgerichtet; (d) Zähne, Schienen, Kronen und Zahnersatz gründlich reinigen. Sprühen Sie bei der ersten Anwendung nicht über längere Zeit Wasser direkt auf die Parodontaltasche, um keine Zahnfleischbeschwerden zu verursachen.




**V Demonstrieren Sie richtig X Falsche Demonstration**

Stücken Sie die Düse in den Mund, bevor Sie den Schalter einschalten, damit das Wasser nicht überall spritzt. Im Gebrauch sollten Sie von schwach auf stark dem Zahnfleisch eine Phase der Anpassung zu geben und eine geeignete Ausflutung zu finden, die es ertragen kann.

- Tägliche Wartung**
- A. Wenn Sie das Produkt reinigen müssen, wischen Sie es bitte mit Wasser oder einem feuchten Tuch ab und wischen Sie anschließend das auf der Oberfläche verbleibende Wasser mit einem trockenen Tuch oder anderen trockenen Papiertüchern ab. B. Es ist strengstens verboten, den Produktkörper in Wasser einzuweichen.
  - C. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit heißem Wasser über 50 Grad Celsius.
  - D. Biegen, dehnen oder verdrehen Sie den Düsenkopf nicht.
  - E. Es wird empfohlen, die Düse alle 3 Monate auszutauschen.
  - F. Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, müssen Sie das Wasser im Wassertank entleeren und ihn an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Fehlerbehebung

Häufiges Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Funktioniert nicht oder boostet nicht	Neukauf oder nicht mehr als drei Monate	Bitte berechnen Sie mehr als 4 Stunden vor Gebrauch
Der Wasserdruck ist während der Arbeit sehr niedrig	Die Düse ist verstopft oder die Düse ist verformt.	Tauschen Sie die Düse aus
Kann nur für die halbe Zeit arbeiten. Leuchtet beim Laden nicht auf oder springt zufällig	Der Akku hat das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst
leuchtet beim Laden nicht auf oder springt zufällig	Unzureichende Ladezeit	Bitte laden Sie das Gerät vor der Verwendung länger als 4 Stunden auf
Sprühen Sie beim Arbeiten kein Wasser. Häufiges Problem Funktioniert nicht oder startet nicht.	Der Strom ist nicht angeschlossen Adapter (Ladepkopf) funktioniert nicht übereinstimmen Der Produktschaltkreis ist fehlerhaft	Bitte schließen Sie die Stromversorgung korrekt ab. Ersetzen Sie den Adapter oder den Stecker. In die USB-Buchse stecken Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst
Der Wasserdruck ist während der Arbeit sehr niedrig	Neu gekauft oder unbenutzt gelassen für eine Zeitspanne	1. Ziehen Sie die Düse heraus, um das Düsenloch am Hauptkörper zu spülen 2. Saugen Sie kräftig gegen die Düse



Der Spülablauf für die andere Zahnreihe ist derselbe wie oben. in Richtung (z. B. 2 oder 3) bis zum Zahnfleisch des letzten Zahns. Der dazwischenliegende Zahnelemente aus und führen Sie in die gleiche Richtung fort. Spülen Sie alle Zahnelemente auf beiden Seiten in die gleiche Richtung (z. B. 1 oder 2) bis zum Zahnfleisch des letzten Zahns. Spülen Sie alle Zahnelemente auf beiden Seiten in die gleiche Richtung (z. B. 1 oder 2) bis zum Zahnfleisch des letzten Zahns. Spülen Sie alle Zahnelemente auf beiden Seiten in die gleiche Richtung (z. B. 1 oder 2) bis zum Zahnfleisch des letzten Zahns.

Wählen Sie die Ausrüstung, die zu Ihnen passt. Es wird empfohlen, den Test ab dem zu starten

**So reinigen Sie Ihre Zähne richtig**

um Restfeuchtigkeit zu entfernen  
Drehen und das Wasser entfernen

Tank aus dem Rumpf  
Drehen und das Wasser entfernen

direkt in den Wassertank  
Entfernen das

Zielen Sie auf die zu spielende Stelle. Setzen Sie die Düse in den Mund und

halten Sie den Griff fest, um die Feuchtigkeit zu gewährleisten, und setzen Sie die entsprechende Düse

Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf

Eigenverbrauch In den Wassertank entsprechend sauberes Wasser oder Mundwasser geben

kranke Wasser tank

Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf

**Schritte zur Verwendung**

● Kurzes Drücken zum Herunterfahren:  
Schalten Sie den Modus auf Impulsang um, und die Kontrollleuchte wechselt ebenfalls auf

**Umweltschutz**

In dieser Uhr verwendete Produkte  
 Tragbare elektrische Zahnpflege  
 Gefährstoffdeklaration  
 Gemäß „Kennzeichnungsanforderungen für die eingeschränkte Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Produkten“ GB/T 26572-2011 (auch bekannt als China RoHS 2.0) werden im folgenden Abschnitt die Namen und Inhalte gefährlicher Stoffe aufgeführt, die in diesem Produkt enthalten sein können.

Teilname	Schädliche Materialien					
	Führen (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	sechswertig Chrom (Cr(VI))	Polybromiert Biphenyle (PBB)	Polybromiert Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Hardware-Komponenten	○	○	○	○	○	○
Container	○	○	○	○	○	○
Motor/Komponenten	○	○	○	○	○	○
Batterie	x	○	○	○	○	○
Datenleitung	x	○	○	○	○	○
Leiterplatte	x	○	○	○	○	○

Dieses Formular wird gemäß den Regeln von SJ/T11364 erstellt  
 O: Zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Teils unter der in GB/T 26572-2011 (IEC 62321) festgelegten Grenzwertanforderung liegt.  
 x: Zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem der homogenen Materialien des Teils die Grenzwertvorgabe von GB/T26572 überschreitet. Der Gehalt der in der obigen Tabelle mit 'x' gekennzeichneten Teile übersteigt jedoch den Gehalt, weil in der Branche gibt es keine ausgereifte Alternativtechnologie.

**Umweltschutz-Nutzungszeitraum**  
 Die Markierung auf dem Produktkörper gibt an, dass die Umweltschutznutzungszeitdauer 10 Jahre beträgt. Die Umweltschonende Nutzungsdauer elektrischer und elektronischer Produkte bedeutet, dass die in elektrischen und elektronischen Produkten enthaltenen giftigen und gefährlichen Substanzen oder Elemente nicht nach außen dringen oder plötzlich mutieren und Benutzer elektrischer und elektronischer Produkte nicht der Umwelt ausgesetzt werden Verwendung elektrischer und elektronischer Produkte. Die Frist für die Verursachung einer schweren Umweltverschmutzung oder die Verursachung einer schweren Schädigung des menschlichen Körpers oder Eigentums. Bitte verwenden Sie dieses Produkt während des Umweltschutzzeitraums gemäß der Bedienungsanleitung. Erinnerung an die Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten. Um die Erde besser zu schonen und zu schützen, halten Sie sich bitte an die entsprechenden nationalen Gesetze und Vorschriften zum Recycling, wenn Benutzer dieses Produkt nicht mehr benötigen oder die Produktlebensdauer endet und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und entfernen Sie diese. Übergeben Sie es an einen lokalen Hersteller mit landesweit anerkannten Recycling- und Verarbeitungsqualifikationen für das Recycling.


**Funktionsweise**

Zahnpflege  
 4. Kieferorthopädische Düsen  
 3. Parodontale Taschendüse

Zungenbelag  
 2. Zungenschabdüse

Taschenreinigung  
 speziell für Parodontitis  
 3. Parodontale Taschendüse

Reinigung  
 ist für den täglichen Gebrauch geeignet  
 1. Standarddüse



**So entsorgen Sie wiederaufladbare Batterien**

1. Der eingebaute wiederaufladbare Lithium-Akku dieses Produkts enthält Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, werfen Sie es bitte nicht in den normalen Hausmüll. Die Batterie sollte herausgenommen werden.
2. Bevor Sie dieses Produkt zerlegen und die Lithiumbatterie entfernen, schalten Sie unbedingt den Strom aus oder unterbrechen Sie die Stromversorgung.
3. Um die Lithiumbatterie zu entfernen, hebeln Sie die Schnalle an der oberen Abdeckung des Produkts ab, öffnen Sie die obere Abdeckung des Produkts und nehmen Sie dann die Lithiumbatterie heraus.
4. Die herausgenommene Lithiumbatterie sollte sicher entsorgt und in das von der Regierung benannte Batterie recycling Zentrum gegeben werden, was dem Umweltschutz förderlich ist.

Besonderer Hinweis: Nehmen Sie den Akku nur heraus, wenn Sie dieses Produkt entsorgen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku leer ist, bevor Sie ihn herausnehmen. Laien sollten es nicht zerlegen.

**Recyceln**

Wenn Sie recycelte Produkte entsorgen, werfen Sie diese bitte nicht in den allgemeinen Hausmüll, sondern bringen Sie sie zu den dafür vorgesehenen Recyclingstellen. Jeder ist für den Schutz der Umwelt verantwortlich!

**Qualitätskontrolle**  
 Wir garantieren hiermit, dass die Produkte von hoher Qualität, zuverlässiger Leistung, sicher und praktisch sind. Um die Sorgen der Kunden zu lösen, implementiert unser Unternehmen verantwortungsvolle Qualität und Kundendienst, die mit dieser Karte abgewickelt werden können.

1. Wenn die Hauptteile des Produkts bei normalem Gebrauch innerhalb von drei Monaten ausfallen, sind Reparatur und Ersatzteile kostenlos.
2. Bei der Reparatur sollten Sie den Zahlungsbeleg und die Garantiekarte mitbringen.
3. Bestimmen Sie die Garantzeit.
3. Die Produktgarantiezeit beträgt drei Monate.

**Notiz**  
 1. Abnormaler Gebrauch und vom Menschen verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie.  
 2. Wenn der Kunde die Maschine selbst zerlegt, erlischt der Garantieanspruch.  
 Kaufdatum: \_\_\_\_\_  
 Wo zu kaufen: \_\_\_\_\_

**Konformitätsbescheinigung**  
 Prüfergebnis: \_\_\_\_\_ **Qualifiziert**   
 Inspektoren: \_\_\_\_\_ **Überprüfen**  
 Tag der Inspektion: \_\_\_\_\_

Nennleistung: 3,5 W  
 Nennspannung: 3,7 V ---  
 Ladestrom: 1A  
 Ladespannung: 5V ---

Batteriekapazität: 1200mAh  
 Wassertankvolumen: 230 ml  
 Nettogewicht des Produkts: 235 g

**Produktparameter**

**Notiz**

- A. Do not soak the whole machine in water, it may cause product failure
- B. When using this product for a long time, please check the water tank regularly to ensure that the water level is sufficient and the water is clean.
- C. Please do not use the product for a long time continuously to prevent the motor from overheating.

**Notiz**

- A. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or teeth.
- B. Please adjust the timing intensity or the pulse water flow in real time according to your own oral situation.

**Notiz**

- A. Please read this manual carefully before use to avoid injury or damage to the product.
- B. Do not disassemble this product privately to avoid product damage or electrical shock.
- C. Please do not use this product in high temperature and high humidity environment to avoid product damage.
- D. Please do not use this product in water to avoid product failure.

Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Inhaltsstoffe des Mundwassers und tun Sie dies nicht. Einige funktionelle Mundwässer können bis zu einem gewissen Grad ätzend sein.  
 A. Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne installierte Düse.

**Tragbare elektrische Zahnpflege**

**Handbuch**

Haftungsausschluss: Aufgrund der Iteration des Produktaussehens, falls es einen Unterschied zwischen dem gibt Das Aussehen der Pixel in diesem Handbuch und das tatsächliche Produkt entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

E. Benutzen Sie das Netzkabel nicht weiter, wenn es beschädigt ist.  
 D. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.  
 C. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, um Produktfehler zu vermeiden.

**! Warnung**

Wenn Sie das Produkt ins Feuer werfen, kann die Batterie explodieren.

- E. Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Temperatur auf und werfen Sie es nicht weg.
- F. Wenn das Netzkabel bzw. Wasserfließen vor dem Aufladen vollständig getrocknet sein.
- D. Sollte das Produkt während des Ladevorgangs versehentlich ins Wasser fallen, bitte Zehne, um Verbrennungen zu vermeiden. den Wassertank zum Spülen zu füllen
- C. Verwenden Sie kein Wasser über 40 Grad Celsius, um den Wassertank zum Spülen zu füllen
- B. Do not disassemble this product privately to avoid product damage or electrical shock.
- A. Please read this manual carefully before use to avoid injury or damage to the product.

**Vorsichtsmaßnahmen**


jederzeit frisch und sauber.

- F. Help to keep your dental cleaning habits fresh and safe.
- E. Patients with periodontal disease or those who have had oral surgery in the past 2 months, or who have suffered from oral problems, please use it with caution.
- D. Please keep it out of the reach of children and babies, and do not use it as a toy.
- C. Es kann den größten Teil der hartnäckigen Plaque auf dem Zahn effektiv entfernen. Barrierereifer Übergang zwischen den Zähnen und Verbesserung der Zahnfleischgesundheit.
- B. Der ultrafeine Wasserstrahl kann den Zahnfleischsulcus und die Tiefe reinigen. Flecken, Zahnstein und Speisereste in allen Teilen der Mundhöhle.
- A. Der stark gepulste Wasserfluss kann Bakterien und Zähne vollständig reinigen

**Produktnutzen**

### Rappel chaleureux pour l'utilisation du produit

Les experts dentaires suggèrent : la première fois que l'utilisateur utilise le mode doux pendant une semaine, puis appuie sur le bouton de commutation en mode normal après s'y être habitué, il peut être utilisé, et les points suivants doivent être pris en compte lors de l'utilisation : (a) La direction du débit d'eau est perpendiculaire aux dents ou aux gencives. (b) Déplacez-vous lentement le long des dents et nettoyez les dents dans l'ordre ; (c) La buse est alignée perpendiculairement aux gencives ; (d) Nettoyer soigneusement les dents, les gouttières, les couronnes et les prothèses dentaires. Lors de la première utilisation, ne pas vaporiser d'eau directement le long de la poche parodontale pendant une longue période, afin de ne pas provoquer d'inconfort aux gencives.




Conseils pour le usage des dents

### Maintenance quotidienne


- A. Si vous devez nettoyer le produit, veuillez l'essuyer avec de l'eau ou un chiffon humide, puis utilisez un chiffon sec ou d'autres serviettes en papier sèches pour essuyer l'eau laissée sur la surface. B. Il est strictement interdit de tremper le corps du produit dans l'eau. C. Ne nettoyez pas ce produit avec de l'eau chaude dépassant 50 degrés Celsius. D. Ne pas plier, étirer ou tordre le tuyau de la buse. E. Il est recommandé de remplacer la buse tous les 3 mois. F. Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, vous devez vider l'eau du réservoir d'eau et le placer dans un endroit frais et sec.

Problème commun	Causes possibles	Solution
La pression de l'eau est très faible pendant le travail	Nouvel achat ou pas plus que trois mois	Veillez facturer plus de 4 heures avant utilisation
La pression de l'eau est très faible pendant le travail	Il y a quelque chose de bouché dans la buse ou la buse est déformée	Remplacer la buse
Le voyant lumineux ne s'allume pas ou saute de manière aléatoire lors de la charge	Temps de charge insuffisant	Veillez contacter le service client
Le voyant lumineux ne s'allume pas ou saute de manière aléatoire lors de la charge	L'alimentation n'est pas connectée	Veillez connecter l'alimentation correctement. Remplacez l'adaptateur (tête de chargement) ne correspond pas dans la prise USB
La pression de l'eau est très faible pendant le travail	Récemment acheté ou laissé inutilisé pour une période de temps	Veillez contacter le service client



La séquence de rinçage pour l'autre rangée de dents est la même que ci-dessus. dans la direction (comme 2 ou 3) jusqu'à ce qu'elle atteigne la gencive de la dernière dent. Les brosses à dents et les brossettes à dents doivent être utilisés dans la même direction que le rinçage. Choisissez le matériel qui vous convient. Il est recommandé de commencer l'essai à partir du

### La bonne façon de se nettoyer les dents



### Étapes d'utilisation

Appuyez brièvement pour arrêter : Basculez le mode sur l'engrenage à impulsions, et le voyant lumineux passe également à

### Protection environnementale

Produits utilisés dans cette montre  
Rinceur de dents électrique portable  
Déclaration de substances dangereuses  
Conformément aux « Exigences de marquage pour l'utilisation restreinte de substances dangereuses » dans les produits électriques et électroniques » GB/T 26572-2011 (également connue sous le nom de China RoHS2.0), la section suivante répertorie les noms et le contenu des pièces marquées d'un « x » dans le tableau ci-dessus

Nom de la pièce	Matériaux nocifs				
	Mercure (Pb)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chrome (Cr(VI))	Polybromé biphényles (PBB)	Polybromé Ether diphtoréique (PBDE)
Composants en plastique					
Composants matériels					
récepteur					
Composants du moteur					
batterie	x				
Ligne de données	x				
circuit imprimé	x				

Ce formulaire est compilé selon les règles de SJ/T11364  
O : indique que la teneur en substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes de la pièce est inférieure à la limite requise par GB/T26572. Cependant, le contenu des pièces marquées d'un « x » dans le tableau ci-dessus dépasse le contenu car il n'existe pas de technologie alternative mature dans l'industrie.

### Période d'utilisation de la protection de l'environnement

La marque sur le corps du produit indique que la période d'utilisation respectueuse de l'environnement est de 10 ans. La période d'utilisation des produits électriques et électroniques pour la protection de l'environnement signifie que les substances ou éléments toxiques et dangereux contenus dans les produits électriques et électroniques ne fuiront pas vers l'extérieur ou ne muteront pas soudainement, et que les utilisateurs de produits électriques et électroniques ne seront pas exposés à l'environnement lorsque en utilisant les produits électriques et électroniques. Le délai pour provoquer une pollution grave ou causer des dommages graves au corps humain ou aux biens. Pendant la période de protection de l'environnement, veuillez utiliser ce produit conformément au manuel d'instructions. Rappel de la réglementation sur le recyclage et l'élimination des déchets de produits électriques et électroniques Afin de mieux prendre soin et protéger la terre, lorsque les utilisateurs n'ont plus besoin de ce produit ou que sa durée de vie prend fin, veuillez respecter les lois et réglementations nationales en vigueur sur le recyclage, et l'élimination des déchets de produits électriques et électroniques, et les éliminer. Remettez-le à un fabricant local possédant des qualifications de recyclage et de traitement reconnues au niveau national pour le recyclage.

### Comment se débarrasser des piles rechargeables

1. La batterie au lithium rechargeable intégrée de ce produit contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez ne pas le jeter avec les ordures ménagères. La batterie doit être retirée.
2. Avant de démonter ce produit et de retirer la batterie au lithium, assurez-vous de couper l'alimentation ou de couper l'alimentation.
3. Pour retirer la batterie au lithium, retirez la boucle du couvercle supérieur du produit, ouvrez le couvercle supérieur du produit, puis retirez la batterie au lithium.
4. La batterie au lithium retirée doit être éliminée en toute sécurité et placée dans le centre de recyclage des batteries désigné par le gouvernement, ce qui est propice à la protection de l'environnement. Remarque spéciale : retirez la batterie uniquement lorsque vous jetez ce produit. Veuillez vous assurer que la batterie est épuisée avant de la retirer. Les non-professionnels ne doivent pas la démonter.

### Recycler

Lorsque vous jetez des produits recyclés, veuillez ne pas les jeter avec les ordures ménagères, mais les apporter au centre de recyclage désigné. Chacun est responsable de la protection de l'environnement !

### Assurance qualité

Nous garantissons par la présente que les produits sont de haute qualité, fiables, sûrs et pratiques. Afin de résoudre les soucis du client, notre société met en œuvre une qualité responsable et un service après-vente, qui peut être géré avec cette carte.  
1. Si les pièces principales du produit tombent en panne lors d'une utilisation normale dans un délai de trois mois, les pièces de réparation et de remplacement sont gratuites.  
2. Lors de la réparation, vous devez apporter le reçu du paiement et la carte de garantie à déterminer la période de garantie.  
3. La période de garantie du produit est de trois mois.

### Note

1. Une utilisation anormale et des dommages causés par l'homme ne sont pas couverts par la garantie.
2. Si le client démonte lui-même la machine, la garantie sera annulée.  
Date d'achat: \_\_\_\_\_  
Où acheter: \_\_\_\_\_

### Certificat de conformité

Résultat de l'inspection: **Qualifié**

Inspecteurs: \_\_\_\_\_

Date d'inspection: \_\_\_\_\_

Verifier 03

### Rinceur de dents électrique portable

### Manuel d'utilisation

Avertissement : en raison de l'itération de l'apparence du produit, s'il y a une différence entre l'appareil des pixels dans ce manuel et le produit réel, veuillez vous référer au produit réel.

Puissance nominale : 3,5 W  
Tension nominale : 3,7 V ---  
Courant de charge : 1A  
Tension de charge : 5 V ---  
Capacité de la batterie : 1200 mAh  
Volume du réservoir d'eau : 230 ml  
Poids net du produit : 235g

### Paramètre du produit

croissance de bactéries.  
B. Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, assurez-vous que le produit est complètement séché avant le chargement. Evitez de placer le produit dans un endroit à haute température, ne jetez pas le produit dans le feu, la batterie pourrait exploser.  
E. Évitez de placer le produit dans un environnement à haute température et humide.  
C. Ne plongez pas le produit dans l'eau pour éviter une panne du produit. endommager les gencives.  
B. N'utilisez pas la buse pour appuyer trop fort sur les gencives ou les dents pour éviter A. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que le nettoyage buccal.

### Note

consultez d'abord un médecin et confirmez qu'il est correct avant utilisation.  
E. Patients with periodontal disease or those who have had oral surgery in the past 2 months, or who have suffered from oral problems, please consult a doctor before use.  
D. Please keep it out of the reach of children and babies, and not use it as a toy.  
C. Si les enfants, les personnes âgées ou ceux qui ne savent pas comment utiliser ce produit, utilisez-le sans discernement.  
Veillez confirmer les ingrédients du bain de bouche fonctionnels peuvent être corrosifs dans une certaine mesure.  
B. Certains bains de bouche fonctionnels peuvent être corrosifs dans une certaine mesure.  
A. N'utilisez pas ce produit sans la buse installée.

### Note

consultez d'abord un médecin et confirmez qu'il est correct avant utilisation.  
E. Patients with periodontal disease or those who have had oral surgery in the past 2 months, or who have suffered from oral problems, please consult a doctor before use.  
D. Please keep it out of the reach of children and babies, and not use it as a toy.  
C. Si les enfants, les personnes âgées ou ceux qui ne savent pas comment utiliser ce produit, utilisez-le sans discernement.  
Veillez confirmer les ingrédients du bain de bouche fonctionnels peuvent être corrosifs dans une certaine mesure.  
B. Certains bains de bouche fonctionnels peuvent être corrosifs dans une certaine mesure.  
A. N'utilisez pas ce produit sans la buse installée.

### Note

### ! Avertissement

produit dans le feu, la batterie pourrait exploser.  
E. Évitez de placer le produit dans un endroit à haute température, ne jetez pas le produit dans le feu, la batterie pourrait exploser.  
E. Évitez de placer le produit dans un environnement à haute température et humide.  
C. Ne plongez pas le produit dans l'eau pour éviter une panne du produit. endommager les gencives.  
B. N'utilisez pas la buse pour appuyer trop fort sur les gencives ou les dents pour éviter A. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que le nettoyage buccal.  
C. N'utilisez pas d'eau à plus de 40 degrés Celsius pour remplir le réservoir d'eau et rincer.

### Danger

### Précautions


frais et propre à tout moment.  
F. Help develop good oral hygiene habits and keep teeth healthy.  
E. Patients with periodontal disease or those who have had oral surgery in the past 2 months, or who have suffered from oral problems, please consult a doctor before use.  
D. Please keep it out of the reach of children and babies, and not use it as a toy.  
C. Si les enfants, les personnes âgées ou ceux qui ne savent pas comment utiliser ce produit, utilisez-le sans discernement.  
Veillez confirmer les ingrédients du bain de bouche fonctionnels peuvent être corrosifs dans une certaine mesure.  
B. Certains bains de bouche fonctionnels peuvent être corrosifs dans une certaine mesure.  
A. N'utilisez pas ce produit sans la buse installée.

### Utilitaire du produit

**製品使用に関する温かい注意事項**

※本製品は、歯に直接当てることで歯を磨き、歯垢を落とす効果があります。また、歯垢を落とすことで歯を白くする効果があります。歯垢を落とすことで歯を白くする効果があります。歯垢を落とすことで歯を白くする効果があります。

- (b) 歯に沿ってゆっくりと動かし、順番に歯を磨きます。
- (c) ノズルは歯肉に対して垂直に配置されています。
- (d) 歯、トレー、クラウン、義歯を徹底的に洗します。初め使用する場合は、歯ぐきに不快感を与えないように、歯間ポケットに沿って直接水を長時間吹き付けしないでください。



V正しくデモンストレーションする X間違っただモンストレーション

**歯磨きのヒント**  
スイッチを入れる前にノズルを口中に入れてください。水が流れるのを待たずに、使用中、必ずしっかりと回転します。歯茎に過度の圧力を加えず、歯茎が割れられる適切なギアを見つけてください。

**日常のメンテナンス**

A. 製品をきれいにすることが必要である場合は、水または温かい水で洗ひ、乾いた布または他の乾いたペーパータオルで表面に残った水を拭き取ってください。B. 製品本体を水に浸すことは厳禁です。

- C. 本製品を50°Cを超える熱湯で洗浄しないでください。
- D. ノズルホースを曲げたり、伸ばしたり、ねじったりしないでください。
- E. ノズルは3ヶ月ごとに交換することをお勧めします。
- F. この製品を長期間使用しない場合は、水タンク内の水を空にし、涼しく乾燥した場所に置く必要があります。トラブルシューティング

よくある問題	考えられる原因	解決
動作しない、または起動できない	新規購入、またはもう購入しない3か月よりも	以上の料金を請求してください ご利用の4時間前まで
水圧は、仕事中は非常に低い	ノズルが破損している、またはノズルが汚れている バッテリーが完全に充電されている	ノズルを交換する
充電後の短い時間	充電時間が不十分です	カスタマーサービスまでご連絡ください
充電しない、または充電中に充電ランプが点滅する	電源が接続されていません アダプター（充電ヘッド）は合わない 製品の回路が故障している	電源を正しく接続してください アダプターまたはアダプターを交換してください USBソケットに差し込む カスタマーサービスまでご連絡ください
水圧は、仕事中は非常に低い	新しい購入品、または以前購入した製品が破損している 一定期間	ノズルを引き出し、本体のノズル穴を洗い流します。 ノズルに強く吸い付けます


**環境を守ること**

この時計に使用されている製品  
ポータブル電動歯磨き器  
有害物質の申告  
「電気および電子製品における有害物質の使用制限に関するマーキング要件」GB/T 26572-2011  
(中国 RoHS2.0  
とも呼ばれます)に従って、次のセクションにこの製品に含まれる可能性のある有害物質の名前と含有量がリストされています。

部品名	有害物質					
	鉛 (鉛)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	クロム (Cr)	ポリ臭素化ジブフェニルエーテル (PBDE)	ポリ臭素化ジブフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
ハードウェアコンポーネント	○	○	○	○	○	○
容器	○	○	○	○	○	○
モーター部品	×	○	○	○	○	○
バッテリー	×	○	○	○	○	○
ケーブル	×	○	○	○	○	○
回路基板	×	○	○	○	○	○

このフォームは SJ/T11364 の規則に従って編纂されています。  
O: 部品のすべての均質材料中の有害物質の含有量が、GB/T 26572-2011 (IEC62321) に適合していることを示しています。  
X: 有害物質の含有量が規制要件を下回っていることを示しています。  
注: 規制要件は、製品の有害物質の含有量が規制要件を下回っていることを示しています。また、上表で「○」でマークされた部品の含有量は、以下の理由により有害物質を含まない。業界には規制された代替プロセスが存在しません。  
○: 規制要件を超過していることを示します。ただし、上表で「○」でマークされた部品の含有量は、以下の理由により有害物質を含まない。業界には規制された代替プロセスが存在しません。

**10** 環境保護使用期間  
製品本体のマークは、環境保護使用期間が10年であることを示しています。



他の列の歯のフラッシングシーケンスは上記と同じです。最後の歯の歯肉に到達するまで(2または3など)の方向に動かします。の歯ぐきの位置に合わせて、内部から同じ方向に磨きます。ノズルを歯ぐきの位置に合わせて、内部から同じ方向に磨きます。ノズルを歯ぐきの位置に合わせて、内部から同じ方向に磨きます。ノズルを歯ぐきの位置に合わせて、内部から同じ方向に磨きます。




**使用手順**

自分の清潔な水タンクにきれいな水またはマウスウォッシュを追加します。ノズルを引出し、本体のノズル穴を洗い流します。ノズルに強く吸い付けます。短く押すとシャットダウンします。モードをパルスギアに切り替えると表示灯も切り替わります。

モード切り替えを2秒間長押しすると、モードがパルスギアに切り替わり、インジケータが点灯します。短く押すとオンになります。デフォルトのモードは強で、対応するモードは...

**操作方法**



**充電式電池の廃棄方法**

- 1. 本製品に内蔵されているリチウム二次電池には環境を汚染する可能性のある物質が含まれています。本製品を廃棄する場合は、一般家庭ゴミと一緒にしないでください。電池を取り出す必要があります。
- 2. 本製品を分解し、リチウム電池を取り出す前に、必ず電源を切るか、電源を遮断してください。
- 3. リチウム電池を取り出すには、製品の上部カバーにあるバックルをこじって外し、製品の上部カバーを開けて、リチウム電池を取り出します。
- 4. 取り出したリチウム電池は、政府指定の電池リサイクルセンターに安全に廃棄し、環境保護に努めてください。特記事項: この製品を廃棄する場合は、バッテリーのみを取り出してください。電池を取り出す前に、電池が消費していることを確認してください。専門家以外は分解しないでください。

**リサイクル**

リサイクル製品を廃棄する場合は、一般家庭ゴミと一緒に捨てず、指定リサイクルセンターへお持ちください。誰もが環境を保護する責任があります。

**品質保証**  
当社は、製品が高品質、信頼性の高い性能、安全で実用的なものであることを保証します。当社ではお客様の不安を解決するため、このカードで対応できる責任ある品質とアフターサービスを実現しております。

1. 3ヶ月以内に通常使用において製品の主要部品が故障した場合、無償で修理および部品交換を行います。保証期間は決めます。保証期間を延長します。製品の保証期間は3ヶ月です。

**ノート**  
1. 異常な使用および人為的な損傷は保証の対象外です。  
2. お客様がご自身で機械を分解した場合、保証資格は解除されます。

購入日: \_\_\_\_\_  
どこで買った: \_\_\_\_\_

**適合証明書**  
検査結果: \_\_\_\_\_ 資格のある  
検査官: \_\_\_\_\_  
検査日: \_\_\_\_\_

定格電力: 3.5W  
定格電圧: 3.7V ---  
充電電流: 1A  
充電電圧: 5V ---

バッテリー容量: 1200mAh  
水タンク容量: 230ml  
製品正味重量: 235g

**製品パラメータ**

細菌の増殖。  
A. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or the water tank is dry and free of water before storing to prevent the B. 本製品を長時間使用しない場合は、次のことを確認してください。または完全な損傷。  
ご自身のお口の状況に合わせて。  
A. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or B. 本製品を長時間使用しない場合は、次のことを確認してください。または完全な損傷。  
医師に相談し、正しいことを確認してから使用してください。  
E. Patients with periodontal disease or those who have had oral surgery in the past 2 months, or who have suffered from oral problems, please consult your dentist before using the device.  
必ず誰かが使用者を監督し、指示するようにならない方がご使用になる場合は、無差別に使用します。  
マウスウォッシュの成分をご確認の上、ご使用ください。  
B. 一部の機能性うがい薬には、ある程度腐食性があるものがあります。  
A. ノズルを取り付けずに本製品を使用しないでください。

**ポータブル電動歯磨き器**

品質保証  
当社は、製品が高品質、信頼性の高い性能、安全で実用的なものであることを保証します。当社ではお客様の不安を解決するため、このカードで対応できる責任ある品質とアフターサービスを実現しております。

- 1. 3ヶ月以内に通常使用において製品の主要部品が故障した場合、無償で修理および部品交換を行います。保証期間は決めます。保証期間を延長します。製品の保証期間は3ヶ月です。
- 2. 異常な使用および人為的な損傷は保証の対象外です。
- 3. お客様がご自身で機械を分解した場合、保証資格は解除されます。

**適合証明書**  
検査結果: \_\_\_\_\_ 資格のある  
検査官: \_\_\_\_\_  
検査日: \_\_\_\_\_

**ユーザーマニュアル**

免責事項: 製品の外観の反復により、実際の製品と異なる場合があります。このマニュアルと実際の製品のピクセルの外観については、実際の製品を参照してください。

- E. 電源コードが損傷した場合は、そのまま使用しないでください。
- D. 高温多湿の環境では使用しないでください。
- C. 製品の故障を避けるため、製品を水に浸さないでください。歯茎を傷つける。
- B. ノズルを使用して歯茎や歯を強く押し当てないでください。
- A. 口腔洗浄以外の目的には使用しないでください。

**！ 警告**

製品を火の中に入れて、バッテリーが爆発する可能性があります。  
E. 高温の場所に置かないでください。投げたりしないでください。  
製品が破損している場合は、電源コードを交換してください。電源コードまたは製品を取り出す前に電源プラグを抜き、電源が入るまで待ってください。  
D. 充電中に製品が落ちて水に落ちた場合は、火傷を避けるための歯。電源をオフにしてください。

電気がショック。  
B. Do not disassemble this product privately to avoid product damage or injury.  
A. Please read this manual carefully before use to avoid injury or damage to the product.  
**危険**

**予防**

- いつでも新鮮で清潔。  
F. Help develop healthy dental cleaning habits and keep teeth clean.  
歯、歯科インプラント、および歯科用ベニア。  
E. 歯列矯正の周囲の洗浄に比較的良好な効果があります。  
D. 口腔内を素早く清潔に。自宅でも外食でも。  
C. 歯上の頑固な歯垢のほとんどを効果的に除去できます。  
B. 超微細水流で歯肉溝や深部まで洗浄可能。口腔内のあらゆる部分の汚れ、歯石、食べ物の残屑物。  
A. 強力なパルス水流で細菌や歯を完全に洗浄します。

**製品のユーティリティ**

### Promemoria caloroso per l'uso del prodotto

Gli esperti dentali suggeriscono: la prima volta che l'utente utilizza la modalità delicata per una settimana, quindi preme il pulsante di commutazione in modalità normale dopo essersi abituato, può essere utilizzata e durante l'uso è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:  
 (a) La direzione del flusso dell'acqua è perpendicolare ai denti e alle gengive  
 (b) Muoversi lentamente lungo i denti e pulire i denti in  
 (c) l'ugello è allineato perpendicolarmente alle gengive;  
 (d) Pulire accuratamente denti, mascherine, corone e protesi.  
 Al primo utilizzo, non spruzzare acqua direttamente lungo la tasca parodontale per lungo tempo, per non causare fastidio alle gengive.




V Dimostrare correttamente X Dimostrazione sbagliata

Metti l'ugello in bocca prima di accendere l'interruttore in modo che l'acqua non schizzi ovunque. Durante l'uso, gli indicatori sono presentati da debole a forte per dare alle gengive una fase di adattamento e trovare un attrezzo adatto che possano sopportare.

### Manutenzione giornaliera

- A. Se è necessario pulire il prodotto, pulirlo con acqua o un panno umido, quindi utilizzare un panno asciutto o altri tovaglioli di carta asciutti per rimuovere l'acqua rimasta sulla superficie. È severamente vietato immergere il corpo del prodotto in acqua.
- C. Non pulire questo prodotto con acqua calda superiore a 50 gradi Celsius.
- D. Non piegare, allungare o torcere il tubo dell'ugello.
- E. Si consiglia di sostituire l'ugello ogni 3 mesi.
- F. Se non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo, è necessario svuotare l'acqua nel serbatoio e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Problema comune	Cause possibili	Soluzione
Non funziona o non si avvia	Nuovo acquisto o niente più di tre mesi	Si prega di addebitare più di 4 ore prima dell'uso
La pressione dell'acqua è molto basso durante il lavoro	Qualcosa è bloccato nell'ugello o l'ugello è deformato. La batteria ha raggiunto il termine della sua vita utile	Sostituire l'ugello Si prega di contattare il servizio clienti
Pub essere utilizzato solo per un periodo di 30 minuti di ricarica	Tempo di ricarica insufficiente	Si prega di caricare per più di 4 ore prima dell'uso
non si accende o salta in modo casuale durante la ricarica	L'alimentazione non è collegata	Collegare correttamente l'alimentazione. Sostituire l'adattatore assicurando il distacco
Non spruzza acqua durante il lavoro. Problema comune Non funziona o non si avvia	L'adattatore (testa di ricarica) si non corrisponde al circuito del prodotto è difettoso	nella presa USB Si prega di contattare il servizio clienti
La pressione dell'acqua è molto basso durante il lavoro	Appena acquistato o lasciato inutilizzato per un periodo di tempo	1. Estrarre l'ugello per sciacquare il foro dell'ugello sul corpo principale 2. Aspirare con forza contro l'ugello



la sequenza di lavaggio per l'altra fila di denti è la stessa di cui sopra, nella direzione (come 2 o 3) fino a raggiungere la gengiva dell'ultimo dente. Il sopra, allungare e torcere il tubo dell'ugello. E. Si consiglia di sostituire l'ugello ogni 3 mesi. F. Se non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo, è necessario svuotare l'acqua nel serbatoio e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

### Il modo giusto per pulire i denti



### Passaggi per l'utilizzo

la spia corrispondente e eseguire il ciclo a turno. Cambia la modalità in ingranaggio a impulsi e anche la spia passa a

### Protezione ambientale

Prodotti utilizzati in questo orologio  
 Lavanti elettrico portatile  
 Dichiarazione di sostanze pericolose  
 Secondo i "Requisiti di marcatura per l'uso limitato di sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici" GB/T 26572-2011 (noto anche come China RoHS2.0), la sezione seguente elenca i nomi e i contenuti delle sostanze pericolose che potrebbero essere contenute in questo prodotto.

Nome della parte	Materiali nocivi					
	Guida (Pb)	Mercurio (Hg)	cadmio (Cd)	Esivalente cromo (Cr(VI))	Polibromurato bifenili (PBB)	Polibromurato Etere difenilico (PBDE)
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti hardware	○	○	○	○	○	○
contenitore	○	○	○	○	○	○
Componenti del motore	○	○	○	○	○	○
batteria	×	○	○	○	○	○
Linea dati	×	○	○	○	○	○
scheda di circuito	×	○	○	○	○	○

Questo modulo è compilato secondo le regole di SJ/T11364  
 O: indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore

Il contenuto delle parti contrassegnate con "x" nella tabella sopra supera il contenuto perché non esiste una tecnologia alternativa matura nel settore.

### Periodo di utilizzo della protezione ambientale

Il marchio sul corpo del prodotto indica che il periodo di utilizzo per la protezione dell'ambiente è di 10 anni. Il periodo di utilizzo per la protezione ambientale dei prodotti elettrici ed elettronici significa che le sostanze o gli elementi tossici e pericolosi contenuti nei prodotti elettrici ed elettronici non fuoriusciranno all'esterno o muteranno improvvisamente e gli utenti di prodotti elettrici ed elettronici non saranno esposti all'ambiente quando utilizzando i prodotti elettrici ed elettronici. Il termine per provocare un grave inquinamento o causare gravi danni al corpo umano o alle cose. Durante il periodo di protezione ambientale, utilizzare questo prodotto in conformità con il manuale di istruzioni. Promemoria delle norme sul riciclaggio e sullo smaltimento dei rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici Per una migliore cura e protezione della terra, quando gli utenti non necessitano più di questo prodotto o la vita del prodotto termina, rispettare le leggi e i regolamenti nazionali pertinenti sul riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici e rimuoverli. Consegnarlo a un produttore locale con qualifiche di riciclaggio e lavorazione riconosciute a livello nazionale per il riciclaggio.

### Come smaltire le batterie ricaricabili

1. La batteria al litio ricaricabile incorporata di questo prodotto contiene sostanze che potrebbero inquinare l'ambiente. Quando si smaltisce questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici generici. La batteria dovrebbe essere estratta.
2. Prima di smontare il prodotto e rimuovere la batteria al litio, assicurarsi di spegnere o interrompere l'alimentazione.
3. Per rimuovere la batteria al litio, sollevare la fibbia sul coperchio superiore del prodotto, aprire il coperchio superiore del prodotto ed estrarre la batteria al litio.
4. La batteria al litio rimossa deve essere smaltita in modo sicuro e collocata nel centro di riciclaggio delle batterie designato dal governo, il che favorisce la protezione dell'ambiente. Nota speciale: estrarre la batteria solo quando si smaltisce questo prodotto. Assicurati che la batteria sia scarica prima di estrarla. I non professionisti non dovrebbero smontarlo.

### Riciclare

Quando si smaltiscono i prodotti riciclati, non gettarli insieme ai rifiuti domestici generici, ma portarli al centro di riciclaggio designato. Tutti sono responsabili della protezione dell'ambiente!

### Garanzia di qualità

Con la presente garantiamo che i prodotti sono di alta qualità, prestazioni affidabili, sicuri e pratici. Per risolvere le preoccupazioni del cliente, la nostra azienda implementa una qualità responsabile e un servizio post-vendita, che può essere gestito con questa carta.  
 1. Se le parti principali del prodotto si guastano durante il normale utilizzo entro tre mesi, la riparazione e la sostituzione delle parti sono gratuite.  
 2. Durante la riparazione è necessario portare con sé la ricevuta del pagamento e la scheda di garanzia.  
 3. Il periodo di garanzia del prodotto è di tre mesi.

**Nota**  
 1. L'uso anomalo e i danni causati dall'uomo non sono coperti dalla garanzia.  
 2. Se il cliente smonta la macchina da solo, la qualifica di garanzia verrà annullata.  
 Data di acquisto: \_\_\_\_\_  
 Dove comprare: \_\_\_\_\_

### Certificato di conformità

Risultato dell'ispezione: **Qualificato**

Ispettori: \_\_\_\_\_

Data dell'ispezione: \_\_\_\_\_

Controllo  
03

Potenza nominale: 3,5 W  
 Tensione nominale: 3,7 V ---  
 Corrente di carica: 1A  
 Tensione di carica: 5 V ---

Capacità della batteria: 1200mAh  
 Volume del serbatoio dell'acqua: 230 ml  
 Peso netto del prodotto: 235 g

### Parametro del prodotto

Se non usi questo prodotto per un lungo periodo, assicurati di farlo asciugare completamente prima della ricarica. E, se il cavo di alimentazione o scollegare la spina di alimentazione prima di rimuovere il prodotto e attendere fino a quando i denti per evitare ustioni.


**Nota**  
 A. Do not soak the whole machine in water, it may cause product failure.  
 B. Please adjust the brushing intensity or the pulse water flow in real time in base alla propria situazione orale.  
 C. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or teeth, it may cause pain or discomfort.  
 D. Do not disassemble this product privately to avoid product damage or electro-shock.  
 E. Please read this manual carefully before use to avoid injury or damage to the device.

**Nota**  
 A. Do not use strong gear to continuously wash damaged gums or teeth, it may cause pain or discomfort.  
 B. Please read this manual carefully before use to avoid injury or damage to the device.  
 C. Se i bambini, gli anziani o coloro che non sanno come utilizzare questo prodotto, usarlo indiscriminatamente.  
 D. Alcuni colluttori funzionali possono essere in una certa misura corrosivi.  
 E. Non utilizzare questo prodotto senza l'ugello installato.

Premere a lungo per 2 secondi la modalità interrottore, la modalità passa alla marcia morbida, e l'indicatore si accende.  
 Premere brevemente per accendere, la modalità predefinita è forte e quella corrispondente

### Metodo di funzionamento

- 1. Uguelli ortodontici
- 2. Uguelli ortodontici
- 3. Uguelli per tasca parodontale



### Lavanti elettrico portatile

### manuale utente

Dichiarazione di non responsabilità: a causa dell'iterazione dell'aspetto del prodotto, se c'è una differenza tra il aspetto del pixel in questo manuale e nel prodotto reale, fare riferimento al prodotto reale.

- E. Non continuare a utilizzare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
- D. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi e ad alta temperatura.
- C. Non immergere il prodotto in acqua per evitare guasti al prodotto.
- B. Non utilizzare l'ugello per premere troppo forte sulle gengive o sui denti per evitare A. Non utilizzare il prodotto per altri scopi diversi dalla pulizia orale.

### ! Avvertimento

- E. Evitare di posizionare il prodotto in un luogo ad alta temperatura, non gettarlo nel fuoco, la batteria potrebbe esplodere.
- D. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua durante la ricarica, si prega di farlo asciugare completamente prima della ricarica.
- C. Non utilizzare acqua a temperatura superiore a 40 gradi Celsius per riempire il serbatoio dell'acqua per lo scarico
- B. Il flusso d'acqua ultrafine può pulire il solco gengivale e in profondità macchie, tartaro e residui di cibo in ogni parte del cavo orale.
- A. Il forte flusso d'acqua pulsato può pulire completamente batteri e denti

### Pericolo

### Precauzioni

- A. Non utilizzare questo prodotto per un lungo periodo, assicurati di farlo asciugare completamente prima della ricarica. E, se il cavo di alimentazione o scollegare la spina di alimentazione prima di rimuovere il prodotto e attendere fino a quando i denti per evitare ustioni.
- B. Il flusso d'acqua ultrafine può pulire il solco gengivale e in profondità macchie, tartaro e residui di cibo in ogni parte del cavo orale.
- C. Può rimuovere efficacemente la maggior parte della placca ostinata sul dente tra i denti senza barriere e migliora la salute delle gengive.
- D. Pulisci rapidamente la cavità orale, a casa o mangiando fuori, e assicurarsi che qualcuno supervisioni e istruisca l'utente.
- E. Ha un effetto relativamente buono sulla pulizia periferica dell'ortodonzia

### Utilità del prodotto