

Use method and precautions of blackhead suction device:

How to use:

1. Clean your skin: Before using a blackhead blotter, clean your face with a gentle cleanser to remove oil and dirt from the surface.2. Open pores with a hot compress: Apply a hot towel to the blackhead area that needs treatment, or steam your face with a steam engine to help open pores and make blackheads easier to remove.3. Use suction function: Put the suction head of the blackhead suction device close to the skin, gently move, and use the appropriate suction to suck out the blackhead. Avoid pressing too hard or excessive suction to avoid damaging the skin.

Note:1. Before using the blackhead suction device, the skin should be cleaned first, and a hot compress can be used to open the pores and make the blackheads easier to remove. 2. Avoid sensitive areas: Do not use blackhead suction devices in sensitive areas such as eyes, eyebrows and lips, where the skin is thinner and prone to injury.3. Do not overuse: do not use the blackhead device frequently, it is generally recommended to use once or twice a week, overuse may lead to skin damage or sensitivity.How to maintain: Avoid overheating, the blackhead suction device should be placed in a well-ventilated place when charging to avoid a high temperature environment.

After charging, unplug the power in time to prevent the battery from being charged for a long time.

Methoden und was Wissen sie über die verwendung des schwarzen hakens?

Methode: McNeil:

1. Haut waschen: vor dem einen schwarzen kopfgerät kurz das gesicht mit leichter seife reinigen, um fett und schmutz Von der oberfläche zu entfernen.2. Wärme zum öffnen der poren: heißes handtuch in die abgewickelte melone legen Oder mit einem dampfdampfer ihr gesicht dampfend kühlen, um die poren offen zu halten.3. Saugen sie den kopf des schwarzen kopfes an die haut, bewegen sie sich langsam und saugen sie den schwarzen kopf mit der richtigen saugkraft aus. Vermeiden sie druck Oder saugkraft, sonst wird die haut beschädigt.

Bitte beachten sie:1. Die hauthygiene sollte vor der verwendung eines schwarzen stirnmessers durchgeführt werden. Dazu kann mit wärme das öffnen der poren ermöglicht werden. 2. Empfindliche bereiche vermeiden: keine lichtschränke im empfindlichen bereich wie augenumfang, augenbrauen und lippen nutzen, in denen die haut dünner ist und anfällig für verletzungen ist.3. Nicht zu viel nutzen: häufig den schwarzen kopfhörer nicht verwenden, ist es in der regel ein - Oder zweimal pro woche ratsam, zu viel davon kann zu hauteinschäden Oder allergien führen.Wie halten: heiß Laufen lassen und das aufladen des hagelhämmern besser gelüftet halten. Nach ende der ladung ziehen sie den strom ab, so dass die batterie nicht über längere zeit ladet.

Comment utiliser l'instrument de tête noire d'aspiration et les précautions:

Comment utiliser:

1. Nettoyez la peau: nettoyez votre visage avec un nettoyant doux pour enlever la graisse et la saleté de la surface avant d'utiliser l'appareil d'aspiration de tête noire.2. Compresse chaude pour ouvrir les pores: appliquez une serviette chaude sur la zone des points noirs à traiter ou utilisez une machine à vapeur pour cuire le visage pour aider les pores à s'ouvrir et faire les points noirs plus facilement enlevé.3. Utilisez la fonction d'aspiration: appliquez la tête d'aspiration de l'appareil de tête noire contre la peau, déplacez-la doucement et aspirez la tête noire avec la bonne aspiration. Évitez de presser ou d'aspirer trop fort pour éviter d'endommager la peau.

A noter:1. Nettoyez la peau avant d'utiliser l'appareil d'aspiration des points noirs. Vous pouvez utiliser des compositions chaudes pour ouvrir les pores et rendre les points noirs plus faciles à enlever. 2. Évitez les zones sensibles: n'employez pas l'appareil d'aspiration des points noirs dans les zones sensibles telles que le contour des yeux, les sourcils et les lèvres, où la peau est mince et susceptible d'être blessée.3. N'employez pas trop: n'employez pas l'appareil d'aspiration de point noir fréquemment.

Habituellement, il est recommandé de l'employer une ou deux fois par semaine. L'utilisation excessive peut conduire à la peau endommagée ou sensible.Comment entretenir: évitez la surchauffe, mettez l'appareil de tête noire d'aspiration dans un endroit bien ventilé lors de la charge, évitez l'environnement à haute température. Après la fin de la charge, débranchez l'alimentation à temps pour éviter que la batterie reste en charge pendant une longue période.

Metodi e precauzioni da adottare:

Metodo d'impiego:

1) pulizia della pelle: prima di utilizzare il marchio "igrossore", lavare il viso e rimuovere le macchie e le macchie superficiali con un latte di lavaggio leggero.2) deposito termico di apertura dei pori: utilizzare un deposito di asciugamane caldi nella zona nera da trattare, oppure una faccia a vapore di una macchina a vapore per facilitare l'apertura dei pori e facilitarne l'eliminazione.3) utilizzare la funzione di aspirazione: incollare la testa di aspirazione di un respiratore di colore nero sulla pelle, spostarla leggermente e toglierla con una forza di aspirazione appropriata. Evitare di schiacciare per pressione o di iperassorbimento per non danneggiare la pelle.

Nota:1) prima di utilizzare un assorbitore di hephon, occorre procedere ad una pulizia della pelle. 2) evitare le zone sensibili: non utilizzare i dispositivi assorbenti neri in zone sensibili come la settimana oculare, le sopracciglia e le labbra, che hanno una pelle sottile e sono esposte a lesioni.Non usare troppo: non usare troppo spesso il nero; in genere si raccomanda l'uso di una o due volte alla settimana.Manutenzione: evitare il surriscaldamento. Dopo la carica, staccare la corrente in tempo per evitare che la batteria si trovi a ricarica per un lungo periodo.

Método de uso del instrumento de succión y precauciones:

Método de uso:

1. Limpie la piel: limpie su cara con un limpiador suave para quitar el aceite y la suciedad de la superficie antes de usar el dispositivo de succión del punto negro.2. Compresas calientes para abrir los poros: aplique una toalla caliente sobre el área de los puntos negros a tratar, o use un motor de vapor para vaporizar la cara para ayudar a abrir los poros y hacer que los puntos negros sean más fáciles de eliminar.3. Use la función de succión: coloque la cabeza de succión del instrumento de punta negra contra la piel, muévelo suavemente y use la succión adecuada para extraer la punta negra. Evite la presión fuerte o la succión excesiva para evitar dañar la piel.

Nota importante:1. Antes de usar el dispositivo de succión de puntos negros, la piel debe limpiarse primero. Puede usar compresas calientes para abrir los poros y hacer que los puntos negros se eliminen más fácilmente. 2. Evite áreas sensibles: no utilice el dispositivo de succión de puntos negros en áreas sensibles como alrededor de los ojos, cejas y labios, donde la piel es delgada y susceptible a lesiones.3. No use en exceso: no utilice el instrumento de la punta negra de la succión con frecuencia. Generalmente, se recomienda utilizar una o dos veces por semana. El uso excesivo puede conducir a la piel dañada o sensible.Cómo mantener: evite sobrecalentarse. Cuando se carga, coloque el dispositivo de succión en un lugar bien ventilado para evitar el ambiente de alta temperatura. Después de la carga, desconecte la energía a tiempo para evitar que la batería permanezca cargada durante mucho tiempo.

黒ずみ吸引器の使用方法和注意事項:

使用方法です。

1.お肌をきれいにする:黒ずみ吸引器を使う前に、やさしい洗顔料で顔をきれいにし、表面の皮脂や汚れを取り除きます。2.温電法で毛穴をほぐす:蒸しタオルを使用して処理が必要な箇所にあてるか、蒸気機で顔を蒸すと毛穴が開き、黒ずみを取りやすくなります。3.吸引機能を使用:黒ずみ吸引器のヘッドを肌に密着させ、軽く移動させ、適度な吸引力で黒ずみを吸引します。肌を傷つけないように、強く押ししたり、過度に吸い込んだりするのを避けましょう。注意事項です。1.黒ずみ吸引器を使う前に、肌を清潔にし、温電法で毛穴を開け、黒ずみを取りやすくします。2.敏感な部分避ける:黒ずみ吸引器は皮膚が薄く、傷つきやすい目の周りや眉、唇などの敏感な部分には使わないようにします。一般的には週に1、2回の使用が推奨されています。過度の使用は肌にダメージを与えたり、敏感になったりするおそれがあります。どのようにメンテナンスします:過熱を避けるために、充電時に吸黒器を風通しの良い場所に置いて、高温環境を避けるべきです。充電が終わったら電源を抜いて、長時間バッテリーが充電された状態にならないようにします。