

PARAMETER

Weighing range: 0.2kg–180kg

D=50g unit conversion: kg/lb

Power supply: 3V battery: 2 AAA batteries

Power off current: $\leq 25\text{mA}$ standby current: $\leq 10\text{mA}$

Low battery indicator light: [Lo] battery needs to be replaced

Overload indication: [o-Ld] Overload exceeds 183kg

Best operating temperature: 5–35°C

OKOK App Weighing instructions

Connect the APP for weighing, generate a report on the measurement results, and provide health recommendations. The data will be stored in the historical records. The trend of weight changes, including weekly, monthly, and quarterly reports, is represented by curves to show the changes in weight.

Measurement items: weight, body shape, obesity BMI, Multiple data including muscle mass, water content, basal metabolism, bone mass, protein, etc

User registration, login, password change, password retrieval and other functions

Manage user information, including nickname, birthday, height, gender Wait, add family members

precautions


1. Please keep the scale away from damp ground. If the glass is wet, do not use the scale to prevent slipping.
2. Please stand in the middle of the scale to prevent tipping over.
3. The scale panel is made of glass, please avoid impact.
4. Keep the surrounding environment dry and do not immerse it in water.
5. When the battery is in a low battery state, please remove the battery to prevent leakage and corrosion of the scale.

instructions

Step 1: Install the battery:

1. Open the battery cover
2. Install the battery and pay attention to the positive and negative poles
3. Close the lid
4. Press the [unit] button on the back to convert kg/lb

Tip: If not used for a long time, please remove the battery



Step 2: Install the OKOK application

1. Scan the QR code to download the app or search for the 'OKOK' app name in the app store to download and install it
2. Enable the BT, location, and nearby device permissions on the phone.
iPhone: Settings – Privacy – OKOK – Enable app permissions
Android: Settings – Privacy/Application Permissions – OKOK – Enable Permissions
3. The mobile network is normal



OKOK App

IOS7.0

Android4.3



Step 3: Register an account and connect to the APP

1. Open the app to start pairing devices.
2. Register as a user.
3. Fill in personal information correctly


Step 4: Measure and Weigh

1. Place the scale on a hard and level surface, press and turn it back to zero.
2. Enter the "Dynamic Weighing" interface of the app
3. Stand on the scale and synchronize your weight to upload to the OKOK App


Step 5: View Test Results



Register/Login



measurement interface



Measurement report

PARAMETER

Wägebereich: 0,2 kg – 180 kg.

D=50g Einheitsumrechnung: kg/lb

Stromversorgung: 3V Batterie: 2 AAA Batterien

Ausschalten Strom: < 25mA Standby-Strom: < 10mA

Niedrige Batterieanzeige: [LLO] Batterie muss ausgetauscht

werden Überlastanzeige: [o-Ld] Überlast übersteigt 183

kg Beste Betriebstemperatur: 5-35 °C

OKOK App Wiegeanweisungen

Verbinden Sie die APP zum Wiegen, erstellen Sie einen Bericht über die Messergebnisse und geben Sie Gesundheitsempfehlungen. Die Daten werden in den historischen Aufzeichnungen gespeichert. Der Trend der Gewichtsveränderungen, einschließlich wöchentlicher, monatlicher und vierteljährlicher Berichte, wird durch Kurven dargestellt, um die Gewichtsveränderungen zu zeigen.

Messwerte: Gewicht, Körperform, Adipositas-BMI, Mehrere Daten, einschließlich Muskelmasse, Wassergehalt, Grundumsatz, Knochenmasse, Protein usw.

Benutzerregistrierung, Login, Passwortänderung, Passwortwiederherstellung und andere Funktionen
Verwalten Sie Benutzerinformationen, einschließlich Spitzname, Geburtstag, Größe, Geschlecht
Warten Sie, fügen Sie Familienmitglieder hinzu

Vorsichtsmaß

1. Bitte halten Sie die Waage von feuchtem Untergrund fern. Wenn das Glas nass ist, tun Sie es nicht
Verwenden Sie die Skala, um ein Abrutschen zu verhindern.
2. Bitte stellen Sie sich in die Mitte der Waage, um ein Umkippen zu verhindern.

4. Halten Sie die Umgebung trocken und tauchen Sie es nicht in Wasser.
5. Wenn sich der Akku in einem niedrigen Ladezustand befindet, entfernen Sie den Akku bitte, um
verhindern Sie Leckagen und Korrosion der Waage.

Anweisungen

Schritt 1: Installieren Sie die Batterie:

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung
2. Setzen Sie die Batterie ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (Plus- und Minuspol).
3. Schließen Sie den Deckel



Tipp: Wenn die Batterie längere Zeit nicht benutzt wird, bitte entfernen.

Schritt 2: Installieren Sie die OKOK-Anwendung

1. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen, oder suchen Sie im App Store nach dem App-Namen "OKOK", um sie herunterzuladen und zu installieren.

2. Aktivieren Sie die Berechtigungen für BT, Standort und Geräte in der Nähe auf dem Telefon iPhone: Einstellungen

- Datenschutz - OKOK - App-Berechtigungen aktivieren Android:

Berechtigungen Einstellungen - Datenschutz/Anwendungsberechtigungen - OKOK - Aktiv

3. Das Mobilfunknetz ist normal.



OKOK App

IOS 7.0

Android4.3



Schritt 3: Registrieren Sie ein Konto und verbinden Sie sich mit der APP.


1. Öffnen Sie die App, um mit dem Koppeln von Geräten zu beginnen.
2. Als Benutzer registrieren.
3. Füllen Sie die persönlichen Daten korrekt aus

Schritt 4: Messen und Wiegen

1. Stellen Sie die Waage auf eine harte und ebene Fläche, drücken Sie und drehen Sie sie auf Null zurück.
2. Rufen Sie die "Dynamische Wiege"-Oberfläche der App auf.
3. Stellen Sie sich auf die Waage und synchronisieren Sie Ihr Gewicht, um es in die OKOK App hochzuladen. Schritt 5: Testergebnisse anzeigen.



Register/Login



Messungsschnittstelle



Messbericht

PARÁMETRO

Rango de peso: 0.2kg-180kg

D=50g conversión de unidades: kg/lb

Fuente de alimentación: Batería de 3V: 2 pilas AAA

Potencia de apagado: < 25mA corriente de espera: < 10mA

Indicador de batería baja: [LLo] la batería necesita ser reemplazada. Indicación de sobrecarga: [o-Ld] La sobrecarga excede los 183 kg. Temperatura óptima de funcionamiento: 5-35'c.

Conecte la aplicación para pesarse, genere un informe sobre los resultados de la medición y proporcione recomendaciones de salud. Los datos se almacenarán en los registros históricos. La tendencia de los cambios de peso, incluidos los informes semanales, mensuales y trimestrales, se representa mediante curvas para mostrar los cambios de peso.

Elementos de medición: peso, forma corporal, IMC de obesidad, Múltiples datos que incluyen masa muscular, contenido de agua, metabolismo basal, masa ósea, proteína, etc.

Registro de usuario, inicio de sesión, cambio de contraseña, recuperación de contraseña y otras funciones Administrar información del usuario, incluido el apodo, la fecha de nacimiento, la altura, el sexo Esperar, agregar miembros de la familia

precauciones

1. Por favor, mantenga la balanza alejada del suelo húmedo. Si el vidrio está mojado, no lo haga. Usa la escala para evitar resbalones.
2. Por favor, colóquese en el medio de la báscula para evitar que se vuelque.
4. Mantenga el entorno circundante seco y no lo sumerja en agua.
5. Cuando la batería esté en un estado de batería baja, retire la batería para Evitar fugas y corrosión de la escala.

instrucciones

Paso 1: Instale la batería:

1. Abra la tapa de la batería.
2. Instale la batería y preste atención a los polos positivo y negativo.
3. Cierra la tapa



Consejo: Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, retire la batería.

Paso 2: Instala la aplicación OKOK

1. Escanea el código QR para descargar la aplicación o busca el nombre de la aplicación 'OKOK' en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
2. Habilita los permisos de BT, ubicación y dispositivos cercanos en el teléfono iPhone: Ajustes - Privacidad - OKOK - Habilitar permisos de aplicaciones Android: Permisos Ajustes - Privacidad/Permisos de aplicaciones - OKOK - Activar
3. La red móvil es normal.



Aplicación OKOK

IOS7.0

Android4.3




Paso 3: Registra una cuenta y conéctate a la APP

1. Abra la aplicación para comenzar a emparejar dispositivos.
2. Regístrese como usuario.
3. Complete la información personal correctamente.

Paso 4: Medir y pesar

1. Coloque la báscula sobre una superficie dura y nivelada, presiónela y gírela nuevamente a cero.
 2. Ingrese a la interfaz "Pesaje dinámico" de la aplicación.
 3. Súbase a la báscula y sincronice su peso para cargarlo en la aplicación OKOK
- Paso 5: Ver resultados de la prueba



Registrar/Iniciar sesión



Interfaz de medición



Informe de medición

PARAMÈTRE

Plage de pesée : 0,2 kg-180 kg
D=50g conversion d'unité : kg/lb
Alimentation : pile 3V : 2 piles AAA
Puissance hors tension : < 25 mA courant de veille : < 10 mA
Indicateur de batterie faible : [L̄Lo] La batterie doit être remplacée Indication de surcharge : [o-Ld] La surcharge dépasse 183 kg Meilleure température de fonctionnement : 5-35 °C

Connectez l'application pour peser, générez un rapport sur les résultats de la mesure et fournissez des recommandations de santé. Les données seront stockées dans les dossiers historiques. La tendance des changements de poids, y compris les rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels, est représentée par des courbes pour montrer les changements de poids.

Éléments de mesure : poids, forme du corps, IMC d'obésité, multiples données comprenant la masse musculaire, la teneur en eau, le métabolisme de base, la masse osseuse, les protéines, etc.

Inscription des utilisateurs, connexion, modification du mot de passe, récupération du mot de passe et autres fonctions Gérer les informations des utilisateurs, y compris le surnom, la date de naissance, la taille, le sexe Attendre, ajouter des membres de la famille


précautions

1. Veuillez garder la balance à l'écart du sol humide. Si le verre est mouillé, ne Utilisez l'échelle pour éviter de glisser.
2. Veuillez vous tenir au milieu de la balance pour éviter qu'elle ne bascule.
4. Gardez l'environnement environnant au sec et ne l'immergez pas dans l'eau.
5. Lorsque la batterie est faible, veuillez retirer la batterie pour empêcher les fuites et la corrosion de la balance.

instructions

Étape 1 : Installer la batterie :

1. Ouvrez le couvercle de la batterie
2. Installez la batterie en faisant attention aux pôles positif et négatif.
3. Fermez le couvercle



Conseil : Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la retirer

Étape 2 : Installez l'application OKOK

1. Scannez le code QR pour télécharger l'application ou recherchez le nom de l'application 'OKOK' dans l'App Store pour la télécharger et l'installer
2. Activez les autorisations wireless, emplacement et appareils à proximité sur le téléphone iPhone : Réglages - Confidentialité - OKOK - Activer les autorisations de l'application Android : Autorisations Paramètres - Confidentialité/Autorisations des applications - OKOK - Act
3. Le réseau mobile est normal



Application OKOK

IOS7.0

Android4.3



Étape 3 : Créez un compte et connectez-vous à l'application


1. Ouvrez l'application pour commencer à associer les appareils
 2. Inscrivez-vous en tant qu'utilisateur.
- Remplissez correctement les informations personnelles.

Étape 4 : Mesurer et peser

- Placez la balance sur une surface dure et plane, puis réinitialisez-la à zéro.
2. Entrez dans l'interface "Pesage dynamique" de l'application
 3. Tenez-vous sur la balance et synchronisez votre poids pour le télécharger sur l'application OKOK
- Étape 5 : Afficher les résultats du test



Register/Login



interface de mesure



Rapport de mesure

PARAMETRO

Intervallo di pesatura: 0.2kg-180kg

D=50g conversione unità: kg/lb

Alimentazione: batteria da 3V: 2 batterie AAA

Potenza spenta corrente: < 25mA corrente in standby: < 10mA

Indicatore di batteria scarica: la batteria [L0] deve essere sostituita. Indicazione di sovraccarico: [o-Ld] il sovraccarico supera i 183 kg. Migliore temperatura di funzionamento: 5-35°C.

Collegare l'app per la pesatura, generare un rapporto sui risultati delle misurazioni e fornire raccomandazioni per la salute. I dati verranno archiviati nei registri storici. La tendenza delle variazioni di peso, inclusi rapporti settimanali, mensili e trimestrali, è rappresentata da curve per mostrare i cambiamenti nel peso.

Elementi di misurazione: peso, forma del corpo, obesità BMI, dati multipli inclusi massa muscolare, contenuto d'acqua, metabolismo basale, massa ossea, proteine, ecc.

Registrazione utente, accesso, cambio password, recupero password e altre funzioni. Gestisci le informazioni dell'utente, inclusi soprannome, data di nascita, altezza, genere. Attendi, aggiungi membri della famiglia.

precauzioni

Si prega di tenere la bilancia lontana da terreni umidi. Se il vetro è bagnato, non

Utilizza la scala per evitare di scivolare.

Per favore, posizionati al centro della bilancia per evitare che si ribalti.

4. Mantieni l'ambiente circostante asciutto e non immergerlo in acqua.

5. Quando la batteria è in uno stato di bassa carica, si prega di rimuovere la batteria per evitare perdite e corrosione della scala.

istruzioni

Fase 1: Montare la batteria:

1. Aprire il coperchio della batteria

2. Installa la batteria facendo attenzione ai poli positivo e negativo.

3. Chiudere il coperchio

Premi il pulsante [unità] sul retro per convertire kg/lb

Suggerimento: se non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di rimuovere la batteria.



Fase 2: Installa l'applicazione OKOK
Scansiona il codice QR per scaricare l'app oppure cerca il nome 'OKOK' nello store per scaricarla e installarla.

2. Attiva le autorizzazioni per BT, posizione e dispositivi vicini sul telefono iPhone: Impostazioni - Privacy -

OKOK - Abilita le autorizzazioni delle app Android:

Autorizzazioni Impostazioni - Privacy/Permessi dell'applicazione - OKOK - Abilita

La rete mobile funziona normalmente.



App OKOK

IOS 7.0

Android 4.3



Fase 3: Crea un account e collegati all'APP

Apri l'app per iniziare a collegare i dispositivi.

Registrati come utente.

Compila correttamente le informazioni personali.

Fase 4: Misura e pesa


Posiziona la bilancia su una superficie dura e piana, quindi premi e riportala a zero.

2. Accedi all'interfaccia di "Pesatura Dinamica" dell'app

3. Salite sulla bilancia e sincronizzate il vostro peso per caricarlo sull'app OKOK. Passo 5: Visualizza i risultati del test.



Registrati / Accedi



interfaccia di misura



Rapporto di misurazione

매개변수

무게 범위: 0.2kg-180kg

D=50g 단위 변환: kg/lb

전원 공급: 3V 배터리: AAA 배터리 2개

현재 전원 차단: < 25mA 대기 전류: < 10mA

배터리 잔량 표시등: 배터리를 교체해야 합니다. 과부하 표시: 과부하가 183kg를 초과합니다. 최적의 작동 온도: 5-35도

OKOK 앱 무게 측정 지침

체중 측정을 위해 앱을 연결하고, 측정 결과 보고서를 생성하며, 건강 권장 사항을 제공합니다. 데이터는 기록에 저장됩니다. 주간, 월간, 분기별 보고서를 포함한 체중 변화 추세는 곡선으로 표시되어 체중 변화를 보여줍니다.

측정 항목: 체중, 체형, 비만 BMI, 근육량, 수분 함량, 기초 대사량, 골량, 단백질 등 다양한 데이터

사용자 등록, 로그인, 비밀번호 변경, 비밀번호 찾기 등의 기능 사용자 정보 관리 (닉네임, 생일, 키, 성별 등) 대기, 가족 구성원 추가

지침

저울을 습기 있는 땅에서 멀리 두세요. 유리가 젖어 있다면, 사용하지 마세요.

미끄러짐을 방지하기 위해 스케일을 사용하십시오.

균형을 유지하기 위해 저울의 중앙에 서 주세요.

저울 패널은 유리로 만들어졌으니 충격을 피해주세요.

4. 주변 환경을 건조하게 유지하고 물에 담그지 마십시오.

5. 배터리가 저전력 상태일 때는 배터리를 분리해 주세요.

저울의 누출 및 부식을 방지합니다.

지침

1단계: 배터리 설치

1. 배터리 커버를 엽니다

2. 배터리를 설치하고 양극과 음극을 주의 깊게 확인하십시오.

3. 뚜껑을 닫아주세요

4. 뒷면의 [단위] 버튼을 눌러 kg/lb로 변환합니다.

팁: 오랫동안 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하십시오.



2단계: OKOK 애플리케이션 설치

1. 앱을 다운로드하려면 QR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서 'OKOK' 앱 이름을 검색하여 다운로드하고 설치하세요. 휴대폰에서 BT, 위치 및 근처 기기 권한을 활성화합니다.

iPhone: 설정 - 개인

정보 보호 - OKOK - 앱 권한 활성화 설정 - 개인 정보 보호/애플리케이션 권한 - OKOK - 활성화

Android: 설정 - 앱

및 알림 특별 앱 활성화 근처 기기 스캔



OKOK 앱

iOS 7.0

안드로이드4.3



3단계: 계정을 등록하고 앱에 연결

1. 기기를 페어링하려면 앱을 엽니다.

2. 사용자로 등록하세요.


3. 개인 정보를 정확하게 입력하세요

4단계: 측정 및 무게 측정

1. 저울을 단단하고 평평한 표면에 놓고, 누르고 다시 0으로 돌립니다.

2. 앱의 "동적 계량" 인터페이스로 들어갑니다.


3. 체중계에 올라서서 OKOK 앱에 체중을 동기화합니다. 5단계: 검사 결과 보기



등록/로그인



측정 인터페이스



측정 보고서

パラメータ

計量範囲: 0.2kgから180kgまで
D=50gの単位変換: kg/ポンド

電源: 3Vバッテリー: AAA電池2本

電源オフ時の電流: < 25mA 待機電流: < 10mA

バッテリー残量警告灯: バッテリーの交換が必要です。過負荷表示: [o-Ld]

過負荷が183kgを超えています。最適な動作温度: 5-35°C

OKOKアプリの計量手順

体重測定用のアプリを接続し、測定結果に基づいてレポートを生成し、健康に関する推奨事項を提供します。データは履歴記録に保存され、体重の変化の傾向は、週次、月次、四半期ごとのレポートとして曲線で示されます。

測定項目: 体重、体型、肥満度BMI、筋肉量、水分量、基礎代謝、骨量、タンパク質などの複数のデータ

ユーザー登録、ログイン、パスワードの変更、パスワードの取得などの機能を管理します。ニックネーム、誕生日、身長、性別を含むユーザー情報を管理し、家族を追加することもできます。

予防

スケールを湿った地面から遠ざけてください。ガラスが濡れている場合は、使用しないでください。

滑りを防ぐためにスケールを使用してください。

傾かないように、スケールの真ん中に立ってください。

周囲の環境を乾燥させ、水に浸さないでください。

5. バッテリーが低電力状態のときは、バッテリーを取り外してください。

スケールの漏れと腐食を防ぐ。


手順

ステップ1: バッテリーを取り付ける。

1. 電池カバーを開ける

バッテリーを取り付ける際は、プラスとマイナスの端子に注意してください。

3. 蓋を閉めます



長期間使用しない場合は、バッテリーを取り外してください。

ステップ2: OKOKアプリをインストールします

QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードするか、アプリストアで「OKOK」と検索してインストールしてください。

2. iPhoneでBT、位置情報、近くのデバイスの権限を有効にするには、設定 - プライバシー - OKOK

- アプリの権限を有効にします。Androidの場合:

権限 設定 - プライバシー/アプリの権限 - 確認 - 有効にする

モバイルネットワークは正常です



iOS 7.0

Android 4.3

オーケーオーケーアプリ



ステップ3: アカウントを登録し、アプリに接続します

アプリを開いてデバイスのペアリングを開始してください

ユーザーとして登録してください。

個人情報を正確に記入してください

ステップ4: 測定と計量

スケールを硬く平らな面に置き、ゼロに戻すために押して回してください。

アプリの「動的計量」インターフェースに入ります

3. 体重計に乗って、OKOKアプリにアップロードするために体重を同期させてください。ステップ5:

テスト結果を確認する



Register/Login



測定インターフェース



測定報告

PARAMETER

Vägningsområde: 0.2kg-180kg
D=50g enhetskonvertering: kg/lb
Strömförsörjning: 3V batteri: 2 AAA-batterier
Ström avstängd: < 25mA vilostrom: < 10mA
Låg batterinivåindikator: LLo] batteriet behöver bytas.
Överbelastningsindikator: [o-Ld] Överbelastning överstiger 183 kg. Bästa driftstemperatur: 5-35 °C.

Viktinstruktioner för OKOK-appen

Anslut appen för vägning, skapa en rapport om mätresultaten och ge hälsorekommendationer. Data kommer att lagras i historiska register. Viktförändringarnas trend, inklusive veckovisa, månatliga och kvartalsvisa rapporter, visas med kurvor för att visa viktförändringarna.

Mätobjekt: vikt, kroppstyp, fetma BMI, flera data inklusive muskelmassa, vatteninnehåll, basalmetabolism, benmassa, protein, med mera
Användarregistrering, inloggning, lösenordsändring, återställning av lösenord och andra funktioner Hantera användarinformation, inklusive smeknamn, födelsedag, längd, kön Vänta, lägg till familjemedlemmar


försiktighetsåtgärder

Vänligen håll vågen borta från fuktig mark. Om glaset är blött, gör inte
Använd skalan för att förhindra att du halkar.
Stå gärna i mitten av vågen för att undvika att den välter.
Skalpanelen är gjord av glas, vänligen undvik stötar.
Håll den omgivande miljön torr och sänk den inte i vatten.
5. När batteriet har låg laddning, vänligen ta bort batteriet för att förhindra läckage och korrosion av beläggningen.

anvisningar

Steg 1: Montera batteriet:

1. Öppna batteriluckan
2. Installera batteriet och var uppmärksam på de positiva och negativa polerna.
3. Stäng locket



Tips: Om den inte används på länge, ta bort batteriet.

Steg 2: Installera OKOK-appen

Skanna QR-koden för att ladda ner appen eller sök efter appnamnet 'OKOK' i appbutiken för att ladda ner och installera den.

2. Aktivera BT, plats och behörigheter för närliggande enheter på telefonen iPhone: Inställningar - Sekretess - OKOK - Aktivera appbehörigheter Android:

Behörigheter Inställningar - Sekretess/Tillstånd för applikationer - OKOK - Aktivera Mobilnätet fungerar som det ska



OKOK-appen

IOS 7.0

Android 4.3



Steg 3: Skapa ett konto och anslut till APP:en

Öppna appen för att börja koppla ihop enheter

Registrera dig som användare.

Fyll i personlig information korrekt

Steg 4: Mät och väg

Placera vågen på en hård och jämn yta, tryck och ställ den tillbaka till noll.


2. Gå in i appens "Dynamisk vägning"-gränssnitt

3. Stå på vågen och synkronisera din vikt för

att ladda upp till OKOK-appen Steg 5: Visa testresultat



Registrera/Logga in



mätgränssnitt



Mätning rapport

PARAMETR

Váhový rozsah: 0,2 kg - 180 kg
D=50g převod jednotek: kg/lb
Napájení: 3V baterie: 2 baterie AAA
Vypnutý proud: < 25mA pohotovostní proud: < 10mA
Indikátor nízkého nabití baterie: [L̄Lo] Baterii je nutné vyměnit
Indikace přetížení: [o-Ld] Přetížení přesahuje 183 kg
Optimální provozní teplota: 5-35°C

Pokyny k vážení v aplikaci OKOK

Připojte aplikaci pro vážení, vygenerujte zprávu o výsledcích měření a poskytněte zdravotní doporučení. Data budou uložena v historických záznamech. Trend změn hmotnosti, včetně týdenních, měsíčních a čtvrtletních zpráv, je znázorněn krávkami, které ukazují změny hmotnosti.

Měřené položky: váha, tvar těla, BMI obezity, Více dat včetně svalové hmoty, obsahu vody, bazálního metabolismu, kostní hmoty, bílkovin atd.

Registrace uživatele, přihlášení, změna hesla, obnovení hesla a další funkce Správa informací o uživateli, včetně přezdívky, data narození, výšky, pohlaví Pochkejte, přidejte členy rodiny

opatření

1. Váhu prosím uchovávejte mimo vlhký povrch. Pokud je sklo mokré, ne použijte stupnici, abyste zabránili uklouznutí.
2. Prosím, postavte se do středu váhy, abyste zabránili převrácení.
4. Udržujte okolní prostředí suché a neponorujte jej do vody.
5. Pokud je baterie v nízkém stavu nabití, vyjměte ji prosím z zařízení.
Zabránit úniku a korozi váhy.

instrukce

Krok 1: Nainstalujte baterii:

1. Otevřete kryt baterie
2. Nainstalujte baterii a dbejte na kladný a záporný pól.
3. Zavrňte víko



Tip: Pokud se baterie dlouho nepoužívá, vyjměte ji.

Krok 2: Nainstalujte aplikaci OKOK

1. Naskenujte QR kód pro stažení aplikace nebo vyhledejte název aplikace 'OKOK' v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte ji
2. Povolte wireless, umístění a oprávnění pro zařízení v okolí na telefonu iPhone: Nastavení - Soukromí - OKOK - Povolit oprávnění aplikace Android: Nastavení - Aplikace a oznámení - Pokročilé - Oprávnění aplikace - Umístění - Povolit Oprávnění Nastavení - Soukromí/Oprávnění aplikací - OKOK - Povolit
3. Mobilní síť je v normálu.



Aplikace OKOK

IOS 7.0

Android 4.3



Krok 3: Zaregistrujte si účet a připojte se k aplikaci


1. Otevřete aplikaci a začněte párovat zařízení
2. Zaregistrujte se jako uživatel.
3. Vyplňte osobní údaje správně

Krok 4: Změřte a zvažte

1. Umístěte váhu na tvrdý a rovný povrch, stiskněte a otočte ji zpět na nulu.
 2. Zadejte rozhraní "Dynamické vážení" aplikace
 3. Postavte se na váhu a synchronizujte svou váhu pro nahrání do aplikace OKOK
- Krok 5: Zobrazit výsledky testu



Registrovat/Přihlásit se



měřící rozhraní



Zpráva o měření

معامل

نطاق الوزن: 0.2 كجم - 180 كجم

جم تحويل الوحدة: كجم / رطل D=50

AAA مصدر الطاقة: بطارية 3 فولت: بطاريتان

قوة الإيقاف الحالي: > 25 مللي أمبير تيار الاستعداد: > 10 مللي أمبير

تحتاج البطارية إلى الاستبدال [LLO]: مؤشر بطارية منخفضة

الحمل الزائد يتجاوز 183 [o-Ld]: مؤشر الحمل الزائد

كجم أفضل درجة حرارة تشغيل: 5-35 درجة مئوية

OKOK تعليمات وزن تطبيق

قم بتوصيل التطبيق لعملية الوزن، وقم بإنشاء تقرير عن نتائج القياس، وتقديم توصيات صحية. سيتم تخزين البيانات في السجلات التاريخية. يتم تمثيل اتجاه تغييرات الوزن، بما في ذلك التقارير الأسبوعية والشهرية والفصلية، بواسطة منحنيات لإظهار التغييرات في الوزن.

عناصر القياس: الوزن، شكل الجسم، مؤشر كتلة الجسم للسمنة، بيانات متعددة تشمل كتلة العضلات، محتوى الماء، الأيض القاعدي، كتلة العظام، البروتين، إلخ تسجيل المستخدم، تسجيل الدخول، تغيير كلمة المرور، استرجاع كلمة المرور ووظائف أخرى إدارة معلومات المستخدم، بما في ذلك اللقب، تاريخ الميلاد، الطول، الجنس الانتظار، إضافة أفراد الأسرة

احتياطات

1. يرجى إبقاء الميزان بعيدا عن الأرض الرطبة. إذا كان الزجاج مبللا، فلا . استخدم المقياس لمنع الانزلاق.
2. يرجى الوقوف في منتصف الميزان لمنع الانقلاب.

4. حافظ على جفاف البيئة المحيطة ولا تغمرها في الماء.
5. عندما تكون البطارية في حالة شحن منخفضة، يرجى إزالة البطارية إلى

منع تسرب

وتاكل الميزان

تعليمات

الخطوة 1: تثبيت البطارية

1. افتح غطاء البطارية
2. قم بتثبيت البطارية وانتبه إلى القطبين الموجب والسالب
3. أغلق الغطاء.

نصيحة: إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة، يرجى إزالة البطارية



OKOK الخطوة 2: تثبيت تطبيق

1. قم بمسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل التطبيق أو ابحث في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته 'OKOK' عن اسم التطبيق
2. تمكين أذونات البلوتوث والموقع والأجهزة القريبة على هاتف iPhone: OKOK - الإعدادات - الخصوصية: iPhone: الإعدادات - الخصوصية - تمكين أذونات التطبيق: Android: الإعدادات - الخصوصية / أذونات التطبيق - موافق - تمكين الأذونات شبكة الهاتف المحمول طبيعية. 3.



تطبيق أوكي أوكي

IOS7.0

أندرويد 4.3



الخطوة 3: سجل حسابا واتصل بالتطبيق

1. افتح التطبيق لبدء إقران الأجهزة
2. سجل كمستخدم.
3. املأ المعلومات الشخصية بشكل صحيح.

الخطوة 4: القياس والوزن

1. ضع الميزان على سطح صلب ومستوى، واضغط عليه وأعدده إلى الصفر.
2. أدخل واجهة "الوزن الديناميكي" في التطبيق.
3. قف على الميزان وقم بمزامنة وزنك لتحميله.

الخطوة 5: عرض نتائج الاختبار OKOK على تطبيق



تسجيل الدخول / تسجيل



واجهة القياس



تقرير القياس

PARAMETR

Zakres wazenia: 0,2 kg-180 kg

D=50g konwersja jednostek: kg/lb

Zasilanie: bateria 3V: 2 baterie AAA

Pobór mocy w trybie pracy: < 25mA pobór mocy w trybie czuwania: < 10mA

Lampka kontrolna niskiego poziomu naładowania baterii: LLo]

bateria wymaga wymiany Wskaznik przeciążenia: [o-Ld] Przeciążenie

przekracza 183 kg Optymalna temperatura pracy: 5-35'c

Instrukcje wazenia aplikacji OKOK

Połącz aplikację do wazenia, generuj raport z wynikami pomiarów i zapewnij rekomendacje zdrowotne. Dane zostaną zapisane w historii. Trend zmian wagi, w tym raporty tygodniowe, miesięczne i kwartalne, jest przedstawiony za pomocą krzywych, aby pokazać zmiany wagi.

Elementy pomiarowe: waga, kształt ciała, BMI otyłości, wiele danych, w tym masa mięśniowa, zawartość wody, metabolizm podstawowy, masa kości, białko, itp.

Rejestracja użytkownika, logowanie, zmiana hasła, odzyskiwanie hasła i inne funkcje Zarządzanie informacjami o użytkowniku, w tym nazwa użytkownika, data urodzenia, wzrost, płeć Poczekaj, dodaj członków rodziny

srodki ostrozn

1. Proszę trzymać wagę z dala od wilgotnego podłoża. Jeśli szkło jest mokre, nie użyj skali, aby zapobiec poślizgnięciu się.
2. Proszę stanąć pośrodku wagi, aby zapobiec przewróceniu się.

4. Utrzymuj otoczenie suche i nie zanurzaj go w wodzie.
5. Gdy bateria jest w stanie niskiego naładowania, należy wyjąć baterię, aby zapobiec wyciekom i korozji wagi

instrukcje

Krok 1: Zainstaluj baterię:

1. Otwórz pokrywę baterii
2. Zainstaluj baterię i zwróć uwagę na bieguny dodatni i ujemny
3. Zamknij pokrywę



Wskazówka: Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć

Krok 2: Zainstaluj aplikację OKOK

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację lub wyszukaj nazwę aplikacji 'OKOK' w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać i zainstalować

2. Włącz uprawnienia wireless, lokalizacji i pobliskich urządzeń na telefonie iPhone: Ustawienia - Prywatność - OKOK - Włącz uprawnienia aplikacji Android: Ustawienia - Aplikacje i powiadomienia - [nazwa aplikacji] - Uprawnienia - Włącz uprawnienia wireless, lokalizacji i pobliskich urządzeń Ustawienia - Prywatność/Uprawnienia aplikacji - OKOK - Włącz

Uprawnienia

3. Sieć komórkowa działa normalnie



Aplikacja OKOK

IOS7.0

Android4.3



Krok 3: Zarejestruj konto i połącz się z aplikacją


1. Otwórz aplikację, aby rozpocząć parowanie urządzeń
2. Zarejestruj się jako użytkownik.
3. Wypełnij dane osobowe prawidłowo

Krok 4: Zmierz i zwaz

1. Umieść wagę na twardej i równej powierzchni, naciśnij i obróć ją z powrotem do zera.
 2. Wejdz w interfejs "Dynamiczne Wazenie" aplikacji
 3. Stań na wadze i zsynchronizuj swoją wagę, aby przesłać ją do aplikacji OKOK
- Krok 5: Zobacz wyniki testu



Zarejestruj / Zaloguj się



interfejs pomiarowy



Raport pomiarowy

PARAMETER

Weegbereik: 0.2kg-180kg
D=50g eenheid conversie: kg/lb
Voeding: 3V batterij: 2 AAA-batterijen
Stroom uitschakelen: < 25mA in de stand-bymodus: < 10mA
Laag batterij-indicatorlampje: De batterij moet worden vervangen. Overbelasting indicatie: Overbelasting overschrijdt 183 kg. Beste bedrijfstemperatuur: 5-35°C.

OKOK-app Weeginstructies

Verbind de app voor het wegen, genereer een rapport over de meetresultaten en geef gezondheidsaanbevelingen. De gegevens worden opgeslagen in de historische archieven. De trend van gewichtswijzigingen, inclusief wekelijkse, maandelijkse en kwartaalrapporten, wordt weergegeven door curves om de veranderingen in gewicht te tonen.

Meetinstrumenten: gewicht, lichaamsvorm, obesitas BMI, meerdere gegevens waaronder spiermassa, waterinhoud, basaal metabolisme, botmassa, eiwit, enz.

Gebruikersregistratie, inloggen, wachtwoord wijzigen, wachtwoord ophalen en andere functies Beheer gebruikersinformatie, inclusief bijnaam, verjaardag, lengte, geslacht Wacht, voeg gezinsleden toe

voorzorgsmaatregelen

Houd de weegschaal uit de buurt van vochtige grond. Als het glas nat is, gebruik het dan niet.

Gebruik de schaal om uitglijden te voorkomen.

Ga alsjeblieft in het midden van de weegschaal staan om omvallen te voorkomen.

Het schaalpaneel is van glas, vermijd alstublieft impact.

Houd de omgeving droog en dompel het niet onder in water.

5. Wanneer de batterij zich in een lage batterijstatus bevindt, verwijder dan de batterij om voorkom lekkage en corrosie van de schaal.

instructies

Stap 1: Installeer de batterij:

1. Open het batterijdeksel

Installeer de batterij en let op de positieve en negatieve polen.

3. Sluit het deksel



Tip: Verwijder de batterij als deze lange tijd niet wordt gebruikt.

Stap 2: Installeer de OKOK-applicatie

Scan de QR-code om de app te downloaden of zoek naar de naam 'OKOK' in de app store om deze te downloaden en te installeren.

2. Zet de BT-, locatie- en nabijheidsapparaatmachtigingen aan

op de telefoon iPhone: Instellingen - Privacy

- OKOK - Schakel app-machtigingen in Android:

Rechten Instellingen - Privacy/Applicatie Machtigingen - OKOK - Inschakelen

Het mobiele netwerk functioneert normaal.



OKOK Toepassing

iOS 7.0

Android4.3



Stap 3: Maak een account aan en verbind met de APP

Open de app om apparaten te koppelen.

Meld je aan als gebruiker.

Vul de persoonlijke informatie correct in

Stap 4: Meten en Wegen


Plaats de weegschaal op een harde en vlakke ondergrond, druk en draai deze terug naar nul.

2. Ga naar de interface voor 'Dynamisch Wegen' van de app

3. Ga op de weegschaal staan en synchroniseer je gewicht om het naar de OKOK-app te uploaden. Stap 5: Bekijk de testresultaten.



Register/Login



meetinterface



Meetrapport

PARAMETER

Vægtinterval: 0.2kg-180kg

D=50g enhedskonvertering: kg/lb

Strømkilde: 3V batteri: 2 AAA-batterier

Strøm slukket: < 25mA standby strøm: < 10mA

Batterilampen lyser: [LLo] Batteriet skal

udskiftes Overbelastningsindikation: [o-Ld] Overbelastning overstiger 183 kg Bedste driftstemperatur: 5-35'c

OKOK App Vejningsinstruktioner

Forbind APP'en til vejning, generer en rapport over måleresultaterne og giv sundhedsanbefalinger. Dataene vil blive gemt i de historiske optegnelser. Udviklingen i vægtændringer, herunder ugentlige, månedlige og kvartalsvise rapporter, repræsenteres af kurver for at vise ændringerne i vægt.

Måleemner: vægt, kropsform, fedme BMI, flere data inklusive muskelmasse, vandindhold, basalstofskefte, knoglemasse, protein, osv.

Brugerregistrering, login, ændring af adgangskode, gendannelse af adgangskode og andre funktioner Administrer brugeroplysninger, herunder kaldenavn, fødselsdag, højde, køn Vent, tilføj familiemedlemmer

forholdsregler

1. Hold venligst vægten væk fra fugtig jord. Hvis glasset er vådt, må du ikke Brug skalaen for at forhindre glidning.
2. Stil dig venligst i midten af vægten for at forhindre, at den tipper.
3. Skala panelet er lavet af glas, undgå venligst stød.
4. Hold omgivelserne tørre, og undgå at nedsænke den i vand.
5. Når batteriet er i lav batteristatus, skal du fjerne batteriet for at undgå beskadigelse. Forhindre lækage og korrosion af skalaen.

instruktioner

Trin 1: Installer batteriet:

1. Åbn batteridækslet
2. Sæt batteriet i og vær opmærksom på plus- og minuspolerne.
3. Luk låget.



Tip: Hvis den ikke bruges i lang tid, skal du fjerne batteriet.

Trin 2: Installer OKOK-applikationen

1. Scan QR-koden for at downloade appen, eller søg efter app-navnet 'OKOK' i app store for at downloade og installere den.

2. Aktiver tilladelserne til BT, placering og enheder i nærheden på telefonen iPhone: Indstillinger - Privatliv - OKOK - Aktivér app-tilladelser Android:

Tilladelser Indstillinger - Privatliv/App-tilladelser - OKOK - Aktivér

3. Mobilnetværket er normalt.



OKOK App

IOS7.0

Android 4.3



Trin 3: Registrer en konto og opret forbindelse til APP'en

1. Åbn appen for at starte paring af enheder
2. Registrer dig som bruger.
3. Udfyld personlige oplysninger korrekt

Trin 4: Mål og vej

1. Placer vægten på et hårdt og plant underlag, tryk og drej den tilbage til nul.
 2. Gå til "Dynamisk vejning" i app'en.
 3. Stå på vægten og synkroniser din vægt for at uploade til OKOK-appen
- Trin 5: Se testresultater



Tilmeld/Log ind



måleinterface



Målerapport

PARAMÉTER

Súlytartomány: 0.2kg-180kg

D=50g egységkonverzió: kg/font

Tápellátás: 3V elem: 2 db AAA elem

A kikapcsolt állapotban a fogyasztás kevesebb, mint 25mA, készenléti állapotban pedig kevesebb, mint 10mA.

Akkumulátor töltöttség jelzőfény: [LLo] Az akkumulátort ki kell cserélni. Túlterhelés jelzés: [o-Ld] A túlterhelés meghaladja a 183 kg-ot. Optimális üzemi hőmérséklet: 5-35°C

OKOK App Súlymérési utasítások

Csatlakoztassa az APP-t a méréshez, generáljon jelentést a mérési eredményekről, és adjon egészségügyi ajánlásokat. Az adatokat a korábbi feljegyzésekben tároljuk. A súlyváltozások trendjét, beleértve a heti, havi és negyedéves jelentéseket, görbék ábrázolják a súlyváltozások megjelenítésére.

Mérés tételek: súly, testalkat, elhízás BMI, Több adat, beleértve az izomtömeget, víztartalmat, bazális anyagcserét, csontsűrűséget, fehérjét, stb.


Felhasználói regisztráció, bejelentkezés, jelszó módosítás, jelszó helyreállítás és egyéb funkciók Felhasználói információk kezelése, beleértve a becenevet, a születésnapot, a magasságot, a nemet Várj, adj hozzá családtagokat

Óvintézkedés

1. Kérjük, tartsa a mérleget távol a nedves talajtól. Ha az üveg nedves, ne használja a létrát csúszásgátlóként.
2. Kérjük, álljon a mérleg közepére, hogy megakadályozza a felborulást.
4. Tartsa szárazon a környezetet, és ne merítse vízbe.
5. Ha az akkumulátor alacsony töltöttségi állapotban van, kérjük, vegye ki az akkumulátort. A vízkezelésének és korróziójának megakadályozása.

utasítás

1. lépés: Helyezze be az elemet:
 1. Nyissa ki az akkumulátor fedelét.
 2. Helyezze be az akkumulátort, és ügyeljen a pozitív és negatív pólusokra.
 3. Csukd be a fedelet.



Tipp: Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, vegye ki az elemet.

2. lépés: Telepítse az OKOK alkalmazást
 1. Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg az „OKOK” alkalmazás nevét az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez.
 2. Engedélyezze a BT, a helymeghatározás és a közeli eszközök engedélyeit a telefonon iPhone: Beállítások - Adatvédelem - OKOK - Engedélyezze az alkalmazásengedélyeket Android: Engedélyek Beállítások - Adatvédelem/Alkalmazásengedélyek - OKOK - Engedélyezés
3. A mobilhálózat normális



Rendben App

IOS7.0


Android 4.3



3. lépés: Regisztráljon egy fiókot, és csatlakozzon az APP-hoz
 1. Nyissa meg az alkalmazást az eszközök párosításának megkezdéséhez
 2. Regisztráljon felhasználóként.
 3. Személyes adatok helyes kitöltése
4. lépés: Mérés és mérés
 1. Helyezze a mérleget egy kemény és vízszintes felületre, nyomja meg és forgassa vissza nullára.
 2. Lépjen be az alkalmazás "Dinamikus Mérés" felületére
 3. Álljon a mérlegre, és szinkronizálja a súlyát az OKOK alkalmazásba
5. lépés: Tekintse meg a teszteredményeket



Regisztráció/Bejelentkezés



mérési felület



Mérési jelentés

PARÂMETRO

Intervalo de pesagem: 0.2kg-180kg
D=50g conversão de unidades: kg/lb
Fonte de alimentação: Bateria de 3V: 2 pilhas AAA
Desligar corrente: < 25mA corrente de espera: < 10mA
Luz indicadora de bateria fraca: LL0] a bateria precisa de ser substituída Indicação de sobrecarga: [o-Ld] A sobrecarga excede 183kg Temperatura de operação ideal: 5-35°C

Conecte o APP para pesagem, gere um relatório sobre os resultados da medição e forneça recomendações de saúde. Os dados serão armazenados nos registos históricos. A tendência das alterações de peso, incluindo relatórios semanais, mensais e trimestrais, é representada por curvas para mostrar as alterações de peso.

Itens de medição: peso, forma corporal, IMC de obesidade, Dados múltiplos incluindo massa muscular, conteúdo de água, metabolismo basal, massa óssea, proteína, etc.

Registo de utilizador, login, alteração de palavra-passe, recuperação de palavra-passe e outras funções Gerir informações do utilizador, incluindo apelido, aniversário, altura, sexo Espere, adicionar membros da família

Precauções

1. Por favor, mantenha a balança longe de chão húmido. Se o vidro estiver molhado, não use a balança para evitar escorregar.
2. Por favor, fique no meio da balança para evitar tombamento.
4. Mantenha o ambiente circundante seco e não o mergulhe na água.
5. Quando a bateria estiver em estado de bateria fraca, remova-a para evitar fugas e corrosão da incrustação.

instruções

Passo 1: Instale a bateria:

1. Abra a tampa da bateria
2. Instale a bateria e preste atenção aos pólos positivo e negativo
3. Feche a tampa



Dica: Se não for usado por um longo período, remova a bateria.

Passo 2: Instale a aplicação OKOK

1. Digitalize o código QR para descarregar a aplicação ou procure pelo nome da aplicação 'OKOK' na loja de aplicações para a descarregar e instalar.

2. Ative as permissões de BT, localização e dispositivos próximos no telefone iPhone: Configurações - Privacidade - OKOK - Ativar permissões do aplicativo Android:

Permissões Definições - Privacidade/Permissões de Aplicações - OKOK - Ativar

3. A rede móvel está normal.



Aplicativo OKOK

IOS 7.0

Android 4.3



Passo 3: Registe uma conta e conecte-se à APP

1. Abra o aplicativo para iniciar o emparelhamento de dispositivos.
2. Registe-se como utilizador.
3. Preencha as informações pessoais corretamente.

Etapa 4: medir e pesar

1. Coloque a balança em uma superfície dura e nivelada, pressione e gire de volta a zero.
2. Aceda à interface "Pesagem Dinâmica" da aplicação.

3. Suba na balança e sincronize o seu peso para carregar para a aplicação OKOK. Passo 5: Ver Resultados do Teste.



Registrar/Entrar



interface de medição



Relatório de medição

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Ευρος ζυγίσσης: 0.2kg-180kg

D=50g μοναδα μετατροπής: kg/lb

Τροφοδοσία: Μπαταριά 3V: 2 μπαταρίες AAA

Ρεύμα απενεργοποίησης: < 25mA ρεύμα αναμονής: < 10mA

Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας: [Lo] Η μπαταρία χρειάζεται

αντικατάσταση Ενδειξη υπερφόρτωσης: [o-Ld] Η υπερφόρτωση υπερβαίνει τα 183kg Βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 5-35'c

Συνδέστε την εφαρμογή για ζύγιση, δημιουργήστε μια αναφορά για τα αποτελέσματα των μετρήσεων και παρέχετε συστάσεις υγείας. Τα δεδομένα θα αποθηκευθούν στα ιστορικά αρχεία. Η τάση των αλλαγών βάρους, συμπεριλαμβανομένων των εβδομαδιαίων, μηνιαίων και τριμηνιαίων αναφορών, αναπαρίστανται με καμπυλες για να δείξει τις αλλαγές στο βάρος.

Ενδεικτικά στοιχεία μέτρησης: βάρος, σχήμα σώματος, ΔΜΣ παχυσαρκίας, Πολλαπλά δεδομένα συμπεριλαμβανομένης της μυϊκής μάζας, του περιεχομένου νερού, του βασικού μεταβολισμού, της οστικής μάζας, της πρωτεΐνης, κ.λπ.

Εγγραφή χρήστη, σύνδεση, αλλαγή κωδικού πρόσβασης, ανακτήση κωδικού πρόσβασης και άλλες λειτουργίες Διαχείριση πληροφοριών χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του ψευδωνύμου, των γενεθλίων, του ύψους, του φύλου Περιμένετε, προσθετέ μελη της οικογένειας

προφυλαξεις

1. Παρακαλώ κρατήστε τη ζυγαρία μακριά από υγρό έδαφος. Εάν το γυαλί είναι βρεγμένο, μην χρησιμοποιήσετε τη ζυγαρία για να αποφύγετε την ολίσθηση. Παρακαλώ σταθείτε στη μέση της ζυγαρίας για να αποφύγετε την ανατροπή.

4. Κρατήστε το περιβάλλον γύρω στεγνό και μην το βυθίζετε στο νερό.
5. Όταν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας, αφαιρέστε την μπαταρία. Αποτρεψτε τη διαρροή και τη διαβρωση της κλίμακας.

οδηγιές

Βημά 1: Εγκαταστήστε την μπαταριά:

1. Ανοίξτε το καλυμμα της μπαταρίας
2. Τοποθετήστε την μπαταριά και προσεξτε τους θετικούς και αρνητικούς πόλους.
3. Κλείστε το καπακί



Συμβουλή: Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταριά.

Βημά 2: Εγκαταστήστε την εφαρμογή ΟΚΟΚ

1. Σάρωσε τον κωδικό QR για να κατεβάσεις την εφαρμογή ή αναζητήσε το ονόμα της εφαρμογής 'ΟΚΟΚ' στο κατάστημα εφαρμογών για να την κατεβάσεις και να την εγκαταστήσεις.

2. Ενεργοποιήστε τα δικαιώματα BT, τοποθεσίας και ΚΟΝΤΙΝΩΨ συσκευών στο τηλέφωνο iPhone: Ρυθμίσεις - Απορρήτο - ΟΚΟΚ - Ενεργοποίηση δικαιωμάτων εφαρμογής Android:

Δικαιώματα Ρυθμίσεις - Απορρήτο/Δικαιώματα εφαρμογών - ΟΚΟΚ - Ενεργοποίηση

3. Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι φυσιολογικό.



IOS7.0

Android 4.3

Ενταξει Εφαρμογη



Βημά 3: Εγγραφείτε για λογαριασμό και συνδεθείτε στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ανοίξτε την εφαρμογή για να ξεκινήσετε τη συζευξη συσκευών
2. Εγγραφείτε ως χρήστης.
3. Συμπληρώστε σωστά τα προσωπικά σας στοιχεία

Βημά 4: Μέτρηση και Ζύγιση

1. Τοποθετήστε τη ζυγαρία σε μια σκληρή και επίπεδη επιφάνεια, πατηστε και γυρίστε την πίσω στο μηδέν.
2. Εισαγάγετε στη διεπαφή "Δυναμική Σταθμίση" της εφαρμογής
3. Σταθείτε στη ζυγαρία και συγχρονίστε το βάρος σας για να το ανεβάσετε στην εφαρμογή ΟΚΟΚ Βημά 5: Προβολή αποτελεσμάτων δοκιμής



Εγγραφή/Σύνδεση



διεπαφη μέτρησης



Εκθεση μετρήσεων

PARAMETRI

Painoraja: 0.2kg-180kg

D=50g yksikkömuunnos: kg/lb

Virtalähde: 3V paristo: 2 AAA-paristoa

Virrankatkaisuvirta: < 25 mA valmiustilavirta: < 10 mA

Akku on vaihdettava, kun akun merkkivalo

palaa. Ylikuormitusilmaisim: Ylikuormitus ylittää 183

kg. Paras käyttölämpötila: 5-35 °C.

OKOK-sovelluksen punnitusohjeet

Sovelluksen yhdistäminen punnitusta varten, mittaustulosten raportin luominen ja terveyssuositusten antaminen. Tiedot tallennetaan historiatietoihin. Painonmuutosten trendi, mukaan lukien viikoittaiset, kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset raportit, esitetään käyriä painonmuutosten osoittamiseksi.

Mittauskohteet: paino, kehonkoostumus, lihavuus BMI, useita tietoja, mukaan lukien lihasmassa, veden määrä, perusaineenvaihdunta, luumassa, proteiini, jne.

Käyttäjän rekisteröinti, kirjautuminen, salasanan vaihto, salasanan palautus ja muut toiminnot Hallitse käyttäjätietoja, mukaan lukien lempinimi, syntymäpäivä, pituus, sukupuoli Odota, lisää perheenjäseniä

varotoimenpiteet

1. Pidä vaaka poissa kosteasta maasta. Jos lasi on märkä, älä käytä vaa'an estämiseksi liukastumista.
2. Asetu vaa'an keskelle, jotta se ei kaadu.
3. Vaaka-paneeli on valmistettu lasista, vältä iskuja.
4. Pidä ympäristö kuivana äläkä upota sitä veteen.
5. Kun akku on vähissä, poista akku.
Vältä vaa'an vuotamista ja korroosiota.

ohjeet

Vaihe 1: Asenna akku:

1. Avaa paristokotelo
2. Asenna akku ja kiinnitä huomiota positiivisiin ja negatiivisiin napoihin.
3. Sulje kansi



Vinkki: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo.

Vaihe 2: Asenna OKOK-sovellus

1. Skanna QR-koodi ladataksesi sovelluksen tai etsi sovelluskaupasta nimellä 'OKOK' ladataksesi ja asentaaksesi sen.
2. Ota käyttöön BT-, sijainti- ja lähellä olevien laitteiden käyttöoikeudet puhelimesa iPhone: Asetukset - Tietosuoja - OKOK - Ota käyttöön sovellusluvat Android: Oikeudet Asetukset - Yksityisyys/Sovellusluvat - OKOK - Ota käyttöön
3. Matkapuhelinverkko on normaali.



OKOK-sovellus

IOS7.0

Android 4.3



Vaihe 3: Rekisteröi tili ja yhdistä sovellukseen

1. Avaa sovellus aloittaaksesi laitteiden pariliitoksen.
2. Rekisteröidy käyttäjäksi.
3. Täytä henkilötiedot oikein

Vaihe 4: Mittaa ja punnitse

1. Aseta vaaka kovalle ja tasaiselle alustalle, paina ja käännä se takaisin nolnaan.
2. Siirry sovelluksen "Dynaaminen punnitus" -näkyymään
3. Asetu vaa'alle ja synkronoi painosi

OKOK-sovellukseen Vaihe 5: Katso testitulokset



Rekisteröidy/Kirjautu mittausliittymä



Mittausraportti

PARAMETRU

Interval de greutate: 0.2kg-180kg

D=50g conversie unități: kg/lb

Sursă de alimentare: baterie de 3V: 2 baterii AAA

Curent de oprire: < 25mA curent de repaus: < 10mA

Indicator luminos baterie scăzută: [LLO] bateria trebuie

înlocuită Indicație de supraîncărcare: [o-Ld] Supraîncărcarea depășește

183 kg Temperatura optimă de funcționare: 5-35°C

Conectați aplicația pentru cântărire, generați un raport cu rezultatele măsurătorilor și oferiți recomandări de sănătate. Datele vor fi stocate în înregistrările istorice. Tendința modificărilor de greutate, inclusiv rapoartele săptămânale, lunare și trimestriale, este reprezentată prin curbe pentru a arăta modificările de greutate.

Articole de măsurare: greutate, formă corporală, indicele de masă corporală (IMC) pentru obezitate, date multiple inclusiv masă musculară, conținut de apă, metabolism bazal, masă osoasă, proteine etc.

Înregistrarea utilizatorului, conectarea, schimbarea parolei, recuperarea parolei și alte funcții Gestionați informațiile utilizatorului, inclusiv porecla, ziua de naștere, înălțimea, sexul Așteptați, adăugați membrii familiei

Precauții

1. Vă rugăm să păstrați cântarul departe de solul umed. Dacă sticla este udă, nu o folosește scara pentru a preveni alunecarea.
2. Vă rugăm să stați în mijlocul cântarului pentru a preveni răsturnarea.

4. Mențineți mediul înconjurător uscat și nu îl scufundați în apă.
5. Când bateria este descărcată, vă rugăm să scoateți bateria din Preveniți scurgerile și coroziunea scării.

instrucțiuni

Pasul 1: Instalați bateria:

1. Deschideți capacul bateriei
2. Instalați bateria și acordați atenție polilor pozitivi și negativi.
3. Închideți capacul



Sfat: Dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria.

Pasul 2: Instalați aplicația OKOK

1. Scanează codul QR pentru a descărca aplicația sau caută numele aplicației „OKOK” în magazinul de aplicații pentru a o descărca și instala.

2. Activați permisiunile BT, locație și dispozitive din apropiere pe telefon iPhone: Setări - Confidențialitate - OKOK - Activați permisiunile aplicației Android:

Permisiuni Setări - Confidențialitate/Permisiuni aplicații - OKOK - Activare

3. Rețeaua mobilă este normală.



Aplicația OKOK

IOS 7.0

Android 4.3



Pasul 3: Înregistrați un cont și conectați-vă la aplicație

1. Deschideți aplicația pentru a începe asocierea dispozitivelor.
2. Înregistrează-te ca utilizator.
3. Completați corect informațiile personale


Pasul 4: Măsoară și cântărește

1. Așezați cântarul pe o suprafață tare și plană, apăsați și rotiți-l înapoi la zero.
2. Accesați interfața "Cântărire dinamică" a aplicației.

3. Urcați-vă pe cântar și sincronizați-vă greutatea pentru a o încărca în aplicația OKOK Pasul 5: Vizualizați rezultatele testului



Înregistrare/Autentificare



interfață de măsurare



Raport de măsurare

PARAMETRAS

Svorio diapazonas: 0.2kg-180kg

D=50g vieneto konversija: kg/lb

Maitinimo šaltinis: 3V baterija: 2 AAA baterijos

Išesties srovė: < 25mA budojimo srovė: < 10mA

Zemas akumulatoriaus indikatorius: [LLO] reikia pakeisti

akumuliatorių Perkrovos indikacija: [o-Ld] Perkrova viršija

183 kg Optimali darbine temperatūra: 5-35°C

Prisijunkite prie programelės sverimui, sugeneruokite ataskaitą apie matavimo rezultatus ir pateikite sveikatos rekomendacijas. Duomenys bus saugomi istoriniuose įrašuose.

Svorio pokyčių tendencija, įskaitant savaitines, mėnesines ir ketvirtines ataskaitas, vaizduojama kreivėmis, kad būtų parodyti svorio pokyčiai.

Matavimo elementai: svoris, kūno sudėjimas, nutukimo KMI, keli duomenys, įskaitant raumenų masę, vandens kiekį, bazinę medžiagų apykaitą, kaulų masę, baltymus ir kt.

Vartotojo registracija, prisijungimas, slaptažodžio keitimas, slaptažodžio atkūrimas ir kitos funkcijos Valdyti vartotojo informaciją, įskaitant slaptažodį, gimtadienį, ūgį, lytį Palaukite, pridėkite šeimos narius

Atsargumo priemonės

1. Prasome laikyti svarstyklės atokiau nuo drėgnos žemės. Jei stiklas šlapias, ne naudokite svarstyklės, kad išvengtumėte slydimo.
2. Prasome atsistoti svarstyklių viduryje, kad jos neapvirstų.

4. Laikykite aplinką sausą ir nemerkite į vandenį.
5. Kai baterija yra išsikrovusi, išimkite ją iš įrenginio. Venkite nuotekius ir korozijos skalę.

nurodymus

1 žingsnis: Įdėkite bateriją:

1. Atidarykite akumulatoriaus dangtelį.
2. Įdėkite bateriją ir atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus polių.
3. Uždarykite dangtelį.



Patarimas: Jei ilgą laiką nenaudojamas, išimkite bateriją.

2 žingsnis: Įdiekite OKOK programą

1. Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte programelę, arba programelių parduotuvėje ieskokite programelės pavadinimo „OKOK“, kad ją atsisiųstumėte ir įdiegtumėte.

2. Įjunkite BT, vietos ir netoliese esančių

įrenginių leidimus telefone iPhone: Nustatymai - Privatumas

- OKOK - Igalinti programos leidimus Android:

Teisės Nustatymai - Privatumas/Programų leidimai - OKOK - Įjungti

3. Mobilus tinklas veikia įprastai.



IOS7.0

"Android 4.3"

Gerai, programa "OKOK"



3 žingsnis: Užsiregistruokite paskyrą ir prisijunkite prie programelės

1. Atidarykite programą, kad pradėtumėte susieti įrenginius.

2. Užsiregistruokite kaip vartotojas.

3. Teisingai užpildykite asmeninę informaciją.

4 žingsnis: Išmatuokite ir pasverkite


1. Padekite svarstyklės ant kieto ir lygaus paviršiaus, paspauskite ir pasukite atgal į nulį.

2. Įveskite programos sąsają „Dinaminis sverimas“.

3. Atsistokite ant svarstyklių ir sinchronizuokite savo svorį, kad jis būtų įkeltas į OKOK programelę. 5 veiksmas: peržiūrėkite testo rezultatus.



Registruotis/Prisijungti matavimo sąsaja



Matavimo ataskaita

PARAMETRE

Ağırlık aralığı: 0.2kg-180kg

D=50g birim dönüştürme: kg/lb

Güç kaynağı: 3V pil: 2 AAA pil

Akım kapalıyken: < 25mA bekleme akımı: < 10mA

Pil seviyesi gösterge ışığı: LLo] Pilin değiştirilmesi gerekiyor

Asırı yük göstergesi: [o-Ld] Asırı yük 183

kg'ı asıyor En iyi çalışma sıcaklığı: 5-35'c

Ölçüm sonuçlarına göre bir rapor oluşturmak ve sağlık önerileri sunmak için APP'yi tartıya bağlayın. Veriler geçmiş kayıtlarında saklanacaktır. Haftalık, aylık ve üç aylık raporlar dahil olmak üzere kilo değişim eğilimi, kilodaki değişiklikleri göstermek için eğrilerle temsil edilir.

Ölçüm öğeleri: kilo, vücut şekli, obezite BMI, kas kütlesi, su içeriği, bazal metabolizma, kemik kütlesi, protein vb. gibi birden fazla veri içerir.

Kullanıcı kaydı, giriş, şifre değiştirme, şifre kurtarma ve diğer işlevler. Takma ad, doğum günü, boy, cinsiyet dahil olmak üzere kullanıcı bilgilerini yönetin. Bekleyin, aile üyeleri ekleyin.

önlemler

1. Lütfen terazinin nemli zeminden uzak tutun. Cam ıslaksa, kullanmayın. Kaymayı önlemek için ölçeği kullanın. Ölçünün devrilmesini önlemek için lütfen terazinin ortasında durun.

4. Çevredeki ortamı kuru tutun ve suya batırmayın.
5. Pil düşük pil durumunda olduğunda, lütfen pili çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin: Ölçeğin sızıntı ve korozyonunu önleyin.

talimatlar

Pil 1: Pili takın:

1. Pil kapağını açın.
2. Pili takın ve pozitif ve negatif kutuplara dikkat edin.
3. Kapağı kapatın.

Pil: Uzun süre kullanılmıyorsa lütfen pili çıkarın.



Adım 2: OKOK uygulamasını yükleyin.

1. Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın veya uygulama mağazasında 'OKOK' uygulama adını arayarak indirip yükleyin.

2. Telefonunuzda BT, konum ve yakındaki cihaz izinlerini etkinleştirin: iPhone: Ayarlar - Gizlilik - Tamam - Uygulama izinlerini etkinleştirin Android:

İzinler Ayarlar - Gizlilik/Uygulama İzinleri - OKOK - Etkinleştir

3. Mobil şebeke normal.



TAMAM App

IOS7.0

Android 4.3



Adım 3: Bir hesap kaydedin ve UYGULAMAYA bağlanın

1. Cihaz eşleştirmeye başlamak için uygulamayı açın.
2. Kullanıcı olarak kaydolun.
3. Kişisel bilgileri doğru bir şekilde doldurun.

4. Adım: Ölç ve Tart

1. Terazinin sert ve düz bir yüzeye yerleştirin, bastırın ve sıfırlayın.
2. Uygulamanın "Dinamik Tartım" arayüzüne girin.
3. Tartıya çıkın ve OKOK Uygulamasına yüklemek için kilonuzu senkronize edin Adım 5: Test Sonuçlarını Görüntüleyin



Kayıt Ol/Giris Yap



ölçüm arayüzü



Ölçüm raporu

ПАРАМЕТР

Диапазон взвешивания: 0.2 кг-180 кг

D=50г перевод единиц: кг/фунт

Источник питания: 3 В Батарея: 2 батарейки AAA

Потребляемая мощность: < 25 мА, ток в режиме ожидания: < 10 мА

Индикатор низкого заряда батареи: LLo] батарею необходимо

заменить Индикация перегрузки: [o-Ld] Перегрузка превышает

183 кг Оптимальная рабочая температура: 5-35°С

Подключите приложение для взвешивания, создайте отчет о результатах измерения и предоставьте рекомендации по здоровью. Данные будут храниться в исторических записях. Тенденция изменения веса, включая еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные отчеты, представлена кривыми, чтобы показать изменения веса.

Измерения: вес, форма тела, ИМТ ожирения, Несколько данных, включая мышечную массу, содержание воды, основной обмен, костную массу, белок и т. д.

Регистрация пользователя, вход, изменение пароля, восстановление пароля и другие функции Управление информацией о пользователе, включая ник, день рождения, рост, пол Подождите, добавьте членов семьи

меры предосторожности

1. Пожалуйста, держите весы подальше от влажной земли. Если стекло мокрое, не используйте весы, чтобы предотвратить скольжение.
2. Встаньте посередине весов, чтобы предотвратить опрокидывание.

4. Поддерживайте окружающую среду сухой и не погружайте ее в воду.
5. Когда аккумулятор находится в состоянии низкого заряда, извлеките аккумулятор, чтобы предотвратить утечку и коррозию накали.

инструкции

Шаг 1: Установите батарею:

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите батарею, обращая внимание на положительный и отрицательный полюса.
3. Закройте крышку



Совет: Если не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор.

Шаг 2: Установите приложение ОКОК.

1. Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение, или найдите приложение "ОКОК" в магазине приложений, чтобы загрузить и установить его.

2. Включите разрешения BT, местоположения и близлежащих устройств на телефоне iPhone: Настройки - Конфиденциальность - ОКОК - Включить разрешения приложений Android:

Разрешения Настройки - Конфиденциальность/Разрешения приложений - ОКОК - Включить

3. Мобильная сеть в норме.



ОКОК Приложение

IOS7.0

Android 4.3




Шаг 3: Зарегистрируйте учетную запись и подключитесь к приложению

1. Откройте приложение, чтобы начать сопряжение устройств.
2. Зарегистрируйтесь как пользователь.
3. Заполните личную информацию правильно.

Шаг 4: Измерение и взвешивание

1. Поместите весы на твердую и ровную поверхность, нажмите и верните их обратно в нулевое положение.
2. Войдите в интерфейс приложения "Динамическое взвешивание".
3. Встаньте на весы и синхронизируйте свой вес для загрузки в приложение ОКОК. Шаг 5: Просмотр результатов теста.



Регистрация/Вход



Измерительный интерфейс



Отчет об измерениях

ПАРАМЕТР

Діапазон зважування: 0.2кг-180кг

D=50g одиниця перетворення: кг/фунт

Джерело живлення: 3 В батарея: 2 батареї AAA

Вимкнено струм: < 25 мА струм в режимі очікування: < 10 мА

Індикатор низького заряду батареї: [LLo] батарею потрібно

замінити Індикація перевантаження: [o-Ld] Перевантаження перевищує 183 кг Оптимальна робоча температура: 5-35°С

Підключіть додаток для зважування, створіть звіт про результати вимірювань та надайте рекомендації щодо здоров'я. Дані зберігатимуться в історичних записах. Тенденція зміни ваги, включаючи щотижневі, щомісячні та щоквартальні звіти, представлена у вигляді кривих, щоб показати зміни у вазі.

Вимірювані показники: вага, форма тіла, ІМТ ожиріння, декілька даних, включаючи м'язову масу, вміст води, базальний метаболізм, масу кісток, білок тощо.

Реєстрація користувача, вхід, зміна пароля, відновлення пароля та інші функції Керування інформацією про користувача, включаючи нікнейм, день народження, зріст, стать Зачекайте, додайте членів сім'ї

Заходи безпеки

1. Будь ласка, тримайте ваги подалі від вологого ґрунту. Якщо скло вологе, не використовуйте ваги, щоб запобігти ковзанню.
2. Будь ласка, станьте посередині ваги, щоб запобігти перекиданню.
4. Підтримуйте сухість навколишнього середовища та не занурюйте його у воду.
5. Коли акумулятор перебуває в стані низького заряду, вийміть акумулятор, щоб запобігти витоків та корозії накипу.

інструкції

Крок 1: Встановіть акумулятор:

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку
2. Встановіть акумулятор, звертаючи увагу на позитивний та негативний полюси.
3. Закрийте кришку



Порада: Якщо не використовується протягом тривалого часу, вийміть батарею.

Крок 2: Встановіть програму ОКОК

1. Відскануйте QR-код, щоб завантажити програму, або знайдіть програму "ОКОК" в магазині програм, щоб завантажити та встановити її.

2. Увімкніть дозволи BT, розташування та пристроїв поблизу на телефоні iPhone: Налаштування - Конфіденційність - ОКОК - Увімкнути дозволи програм Android:

Дозволи Налаштування - Конфіденційність/Дозволи програм - ОКОК - Увімкнути
3. Мобільна мережа працює нормально.



ОКОК Додаток

IOS 7.0

Android 4.3



Крок 3: Зареєструйте обліковий запис і підключіться до програми

1. Відкрийте програму, щоб розпочати сполучення пристроїв.
2. Зареєструватися як користувач.
3. Заповніть особисту інформацію правильно

Крок 4: Виміряйте та зважте

1. Покладіть ваги на тверду та рівну поверхню, натисніть та поверніть їх назад до нуля.
2. Увійдіть в інтерфейс "Динамічне зважування" програми.
3. Станьте на ваги та синхронізуйте свою вагу, щоб завантажити її в додаток ОКОК. Крок 5: Переглянути результати тесту.



Реєстрація/Вхід



інтерфейс вимірювання



Звіт про вимірювання

PARAMETER

Vekt: 0.2kg-180kg

D=50g enhetskonvertering: kg/lb

Strømforsyning: 3V batteri: 2 AAA-batterier

Strøm av: < 25mA standby strøm: < 10mA

Indikator for lavt batterinivå: [LLo] Batteriet

må skiftes ut Overbelastningsindikasjon: [o-Ld] Overbelastning

overstiger 183 kg Optimal driftstemperatur: 5-35°C

OKOK App Veieinstruksjoner

Koble til APP-en for veiing, generer en rapport om måleresultatene og gi helseanbefalinger. Dataene vil bli lagret i historiske poster.

Trenden for vektendringer, inkludert ukentlige, månedlige og kvartalsvise rapporter, er representert av kurver for å vise endringene i vekt.

Måleelementer: vekt, kroppsform, fedme BMI, flere data inkludert muskelmasse, vanninnhold, basalmetabolisme, beinmasse, protein, etc.

Brukerregistrering, pålogging, passordendring, passordgjenoppretting og andre funksjoner Administrer brukerinformasjon, inkludert kallenavn, bursdag, høyde, kjønn Vent, legg til familiemedlemmer

forholdsregler

1. Vennligst hold vekten unna fuktig bakke. Hvis glasset er vått, ikke bruk skalaen for å forhindre glidning.
2. Vennligst stå i midten av vekten for å forhindre at den velter.
3. Skala-panelet er laget av glass, vennligst unngå støt.
4. Hold omgivelsene tørre og ikke senk den i vann.
5. Når batteriet er i lav batteristatus, fjern batteriet for å forhindre lekkasje og korrosjon av skalaen.

bruksanvisning

Trinn 1: Installer batteriet:

1. Åpne batteridekselet
2. Sett inn batteriet og vær oppmerksom på pluss- og minuspolene.
3. Lukk lokket.



Tips: Hvis den ikke brukes over lengre tid, fjern batteriet.

Trinn 2: Installer OKOK-applikasjonen

1. Skann QR-koden for å laste ned appen, eller søk etter "OKOK"-appen i appbutikken for å laste ned og installere den.
2. Aktiver BT-, posisjons- og tillatelser for enheter i nærheten på telefonen iPhone: Innstillinger - Personvern - OKOK - Aktiver apptillatelser Android: Tillatelser Innstillinger - Personvern/App-tillatelser - OKOK - Aktiver
3. Mobilnettet er normalt.



OKOK App

IOS7.0

Android 4.3



Trinn 3: Registrer en konto og koble til APP-en

1. Åpne appen for å starte sammenkobling av enheter.
2. Registrer deg som bruker.
3. Fyll inn personopplysninger riktig

Trinn 4: Mål og vei


1. Plasser vekten på et hardt og plant underlag, trykk og dreii den tilbake til null.
2. Gå til "Dynamisk Vekt" i appen.

3. Stå på vekten og synkroniser vekten din for

å laste opp til OKOK-appen Trinn 5: Vis testresultater



Registrer/Logg inn



målegrensesnitt



Målerapport

פָּרָמֵטֵר

טווח שקילה: 0.2 ק"ג-180 ק"ג
יחידת המרה: ק"ג/ג ליברה D=50g
AAA סוללות 2: V ספק כוח: סוללה 3
mA הזרם המתנה: > 10 mA הספק כבוי: > 25
יש להחליף סוללה [LLO]: נורית חיווי סוללה חלשה
עומס יתר עולה על [o-Ld]: חיווי עומס יתר
c'ק"ג טמפרטורת הפעולה הטובה ביותר: 183 5-35

חבר את האפליקציה לשקילה, צור דוח על תוצאות המדידה וספק המלצות בריאותיות. הנתונים יאוחסנו ברשומות ההיסטוריות. מגמת השינויים במשקל, כולל דוחות שבועיים, חודשיים ורבעוניים, מיוצגת על ידי עקומות כדי להראות את השינויים במשקל.

נתונים מרובים כולל BMI פריטי מדידה: משקל, צורת גוף, השמנת יתר 'מסת שריר, תכולת מים, חילוף חומרים בסיסי, מסת עצם, חלבון, וכו'.

רישום משתמש, כניסה, שינוי סיסמה, שחזור סיסמה ופונקציות אחרות ניהול מידע משתמש, כולל שם משתמש, יום הולדת, גובה, מין חכה, הוסף בני משפחה


אמצעי זהירות

1. אנא שמור את המאזניים הרחק מקרקע לחה. אם הזכוכית רטובה, אל. השתמש בקנה המידה כדי למנוע החלקה.
2. אנא עמדו במרכז המשקל כדי למנוע התהפכות.
4. שמור על הסביבה יבשה ואל תטבול אותה במים.
5. כאשר הסוללה נמצאת במצב סוללה חלשה, אנא הסר את הסוללה כדי למנוע דליפה וקורוזיה של הקנה מידה

הוראות

- שלב 1: התקן את הסוללה
1. פתח את מכסה הסוללה
 2. התקן את הסוללה ושם לב לקטבים החיוביים והשליליים
 3. סגור את המכסה

טיפ: אם לא נעשה בו שימוש במשך זמן רב, אנא הוצא את הסוללה



OKOK שלב 2: התקן את היישום

1. כדי להוריד את האפליקציה או לחפש QR-סרוק את קוד ה. בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין אותה 'OKOK' את שם האפליקציה

2. מיקום, BT הפעל את ההרשאות של הגדרות - פרטיות: iPhone והתקנים סמוכים בטלפון הפעל הרשאות אפליקציה אנדרואיד - OKOK -

הגדרות - פרטיות/הרשאות אפליקציה - אישור - הפעל הרשאות רשת הסלולר תקינה 3.



IOS 7.0

אנדרואיד 4.3

אוקיי אוקיי אפליקציה




שלב 3: הרשמה לחשבון והתחברות לאפליקציה


1. פתח את האפליקציה כדי להתחיל לשייך מכשירים
2. הירשם כמשתמש.
3. מלאו את פרטיכם האישיים בצורה נכונה

שלב 4: מדידה ושקילה

1. הניחו את המשקל על משטח קשה וישר, לחצו וסובבו אותו בחזרה לאפס.
 2. היכנס לממשק "שקילה דינמית" באפליקציה
 3. עמדו על המשקל וסנכרנו את משקלכם להעלאה
- שלב 5: צפו בתוצאות הבדיקה OKOK לאפליקציית



הרשמה/כניסה



ממשק מדידה



דוח מדידה

ПАРАМЕТЪР

Диапазон на измерване: 0,2 кг - 180 кг

D=50гр. преобразуване на мерни единици: кг/lb

Захранване: 3V батерия: 2 AAA батерии

Ток на изключване: < 25mA, ток в режим на готовност: < 10mA

Индикатор за изтощена батерия: LLo] батерията трябва да

бъде сменена Индикация за претоварване: [o-Ld] Претоварването

надвишава 183 кг Най-добра работна температура: 5-35'c

Свържете приложението за претегляне, генерирайте отчет за резултатите от измерването и предоставете здравни препоръки. Данните ще бъдат съхранени в историческите записи. Тенденцията на промените в теглото, включително седмични, месечни и тримесечни отчети, е представена чрез криви, за да се покажат промените в теглото.

Измервани показатели: тегло, форма на тялото, затлъстяване ИТМ (BMI), множество данни, включително мускулна маса, водно съдържание, базален метаболизъм, костна маса, протеин и др.

Регистрация на потребител, влизане, смяна на парола, възстановяване на парола и други функции. Управление на потребителска информация, включително псевдоним, рожден ден, височина, пол. Чакайте, добавете членове на семейството.

предпазни мерки

1. Моля, дръжте кантара далеч от влажна земя. Ако стъклото е мокро, не използвайте стълбата, за да предотвратите подхлъзване.
2. Моля, застанете в средата на кантара, за да предотвратите преобръщане.
4. Поддържайте околната среда суха и не я потапяйте във вода.
5. Когато батерията е в състояние на нисък заряд, моля, извадете я, за да предотвратяване на течове и корозия на котления камък.

инструкции

Стъпка 1: Инсталирайте батерията:

1. Отворете капака на батерията
2. Поставете батерията, като обърнете внимание на положителния и отрицателния полюс.
3. Затворете капака



Съвет: Ако не се използва дълго време, моля, извадете батерията

Стъпка 2: Инсталирайте приложението ОКОК

1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението, или потърсете името на приложението 'ОКОК' в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

2. Активирайте BT, местоположението и разрешенията за близки устройства на телефона iPhone: Настройки - Поверителност - ОКОК - Активирайте разрешенията на приложението Android: Разрешения Настройки - Поверителност/Разрешения на приложенията - ОКОК - Активирани
3. Мобилната мрежа е нормална



ОКОК Приложение

iOS 7.0

Android 4.3



Стъпка 3: Регистрирайте акаунт и се свържете с приложението.


1. Отворете приложението, за да започнете сдвояването на устройствата.
2. Регистрирайте се като потребител.
3. Попълнете личната информация правилно

Стъпка 4: Измерете и претеглете

1. Поставете кантара на твърда и равна повърхност, натиснете и го върнете на нула.
2. Влезте в интерфейса "Динамично претегляне" на приложението
3. Стъпете на кантара и синхронизирайте теглото си, за да го качите в приложението ОКОК. Стъпка 5: Преглед на резултатите от теста



Регистрация/Вход



измервателен интерфейс



Доклад от измерване

PARAMETAR

Raspon mjerenja: 0,2 kg - 180 kg
D=50g pretvorba jedinica: kg/lb
Napajanje: 3V baterija: 2 AAA baterije
Struja isključivanja: < 25mA struja mirovanja: < 10mA
Indikator slabe baterije: [LLo] bateriju je potrebno zamijeniti. Indikacija preopterećenja: [o-Ld] Preopterećenje prelazi 183 kg. Najbolja radna temperatura: 5-35°C

OKOK aplikacija - Upute za vaganje

Povežite APLIKACIJU za vaganje, generirajte izvješće o rezultatima mjerenja i pružite zdravstvene preporuke. Podaci će biti pohranjeni u povijesnim zapisima. Trend promjena težme, uključujući tjedna, mjesecma i tromjesečma izvješća, prikazan je krivuljama kako bi se pokazale promjene u težmi.

Mjerne stavke: težma, oblik tijela, indeks tjelesne mase (BMI) za pretilost, višestruki podaci uključujući mišićnu masu, sadržaj vode, bazalni metabolizam, koštanu masu, proteine, itd.

Registracija korisnika, prijava, promjena lozinke, oporavak lozinke i ostale funkcije. Upravljanje informacijama o korisniku, uključujući nadimak, rođendan, visinu, spol. Čekaj, dodaj članove obitelji.

mjere предострожности

1. Molimo vas da držite vagu podalje od vlačnog tla. Ako je staklo mokro, nemojte koristiti vagu kako biste spriječili klizanje.
2. Molimo vas, stanite na sredinu vage kako biste spriječili prevrtanje.
3. Ploča vage je izrađena od stakla, izbjegavajte udarce.
4. Održavajte okolno područje suhim i ne uranjajte ga u vodu.
5. Kada je baterija u stanju niske napunjenosti, molimo vas da je uklonite kako biste spriječili curenje i koroziju kamenca.

upute

Korak 1: Ugradite bateriju:

1. Otvorite poklopac baterije
2. Ugradite bateriju i obratite pozornost na pozitivni i negativni pol.
3. Zatvorite poklopac



Savjet: Ako se ne koristi dulje vrijeme, izvadite bateriju.

Korak 2: Instalirajte OKOK aplikaciju

1. Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije ili potražite naziv aplikacije 'OKOK' u trgovini aplikacija za preuzimanje i instalaciju.

2. Omogućite BT, lokaciju i dozvole za obližnje uređaje na telefonu iPhone: Postavke - Privatnost - OKOK - Omogućite dozvole aplikaciji Android:

Dopuštenja Postavke - Privatnost/Dozvole aplikacije - OKOK - Omogućiti
3. Mobilna mreža je normalna.



OKOK aplikacija

iOS 7.0

Android 4.3



Korak 3: Registrirajte račun i povežite se s aplikacijom

1. Otvorite aplikaciju za početak uparivanja uređaja.
2. Registrirajte se kao korisnik.
3. Ispravno popunite osobne podatke


Korak 4: Izmjerite i izvažite

1. Postavite vagu na tvrdu i ravnu površinu, pritisnite i vratite je na nulu.
2. Uđite u sučelje "Dinamičko vaganje" aplikacije
3. Stanite na vagu i sinkronizirajte svoju težmu za

prijenos u aplikaciju OKOK Korak 5: Pogledajte rezultate testa



Registracija/Prijava



mjerno sučelje



Izvještaj o mjerenju

PARAMEETER

Kaalumisvahemik: 0,2 kg – 180 kg
D=50g ühikute teisendus: kg/nael
Toiteallikas: 3V patarei: 2 AAA patareid
Voolukatkestuse voolutarve: < 25mA ooterežiimi voolutarve: < 10mA
Nõrga aku indikaator: [Lo] aku tuleb
välja vahetada Ülekoormuse indikaator: [o-Ld] Ülekoormus
ületab 183 kg Parim töötemperatuur: 5-35°C

OKOK Äpi Kaalumisjuhised

Ühendage APP kaalumiseks, genereerige mõõtmistulemuste aruanne ja andke tervisesoovitusi. Andmed salvestatakse ajaloolistesse arvestustesse. Kaalumuutuste trendi, sealhulgas nädala-, kuu- ja kvartaliaruandeid, kujutatakse kõveratega, et näidata kaalumuutusi.

Mõõdetavad näitajad: kaal, kehakuju, rasvumise KMI, mitmed andmed, sealhulgas lihassmass, veesisaldus, basaalkiirus, luumass, valk jne

Kasutaja registreerimine, sisselogimine, parooli muutmine, parooli taastamine ja muud funktsioonid. Kasutajainfo haldamine, sealhulgas hüüdnimi, sünnipäev, pikkus, sugu. Oota, lisa pereliikmeid.


ettevaatusabinõud

1. Palun hoidke kaal niiskest pinnast eemal. Kui klaas on märg, siis ärge kasutage skaalat libisemise vältimiseks.
2. Palun seiske kaalu keskel, et vältida ümberkukkumist.
4. Hoidke ümbritsev keskkond kuiv ja ärge kastke seda vette.
5. Kui aku on tühjenemas, eemaldage see, vältida skaala lekkimist ja korrosiooni.

juhiseid

Samm 1: Paigaldage aku:

1. Ava patareipesa kaas
2. Paigaldage aku, pöörates tähelepanu positiivsele ja negatiivsele poolusele.
3. Sulgege kaas



Nõuanne: kui seadet pikka aega ei kasutata, eemaldage patarei.

Samm 2: Installige OKOK rakendus

1. Rakenduse allalaadimiseks skaneeri QR-kood või otsi rakenduste poest rakenduse nime 'OKOK', et see alla laadida ja installida.

2. Luba telefonis BT, asukoha ja läheduses olevate seadmete load. iPhone: Seaded - Privaatsus

- OKOK - Luba rakenduse load. Android:

Load Seaded - Privaatsus/Rakenduse load - OKOK - Luba

3. Mobiilsidevõrk on normaalne



OKOK Rakendus

iOS 7.0

Android 4.3



Samm 3: Registreeri konto ja ühenda RAKENDUSEGA

1. Seadmete sidumise alustamiseks ava rakendus

2. Registreeru kasutajaks.

3. Täida isikuandmed korrektselt.

Samm 4: Mõõda ja kaalu


1. Asetage kaal kõvale ja tasasele pinnale, vajutage ja keerake see tagasi nulli.

2. Sisene rakenduse liidesesse "Dünaamiline kaalumine"

3. Seisa kaalul ja sünkroniseeri oma kaal, et laadida see üles OKOK rakendusse. Samm 5: Vaata testitulemusi



Registreeru/Logi sisse



mõõtmisliides



Mõõtmisprotokoll

PARAMETRS

Svēršanas diapazons: 0.2kg-180kg

D=50g vienību konvertācija: kg/lb

Barošana: 3V baterija: 2 AAA baterijas

Izslēgšanas strāva: < 25mA, gaidīšanas režīma strāva: < 10mA

Zems akumulatora uzlādes līmeņa indikators: LLo] akumulators

jānomaina Pārslodzes indikācija: [o-Ld] Pārslodze pārsniedz

183 kg Labākā darba temperatūra: 5-35'c

OKOK App Svarēšanas instrukcijas

Savienojiet lietotni svēršanai, generējiet ziņojumu par mērījumu rezultātiem un sniedziet veselības ieteikumus. Dati tiks saglabāti vēsturiskajos ierakstos. Svara izmaiņu tendence, ieskaitot iknedējas, ikmēnesī un ceturksņa pārskatus, ir attēlota ar līknēm, lai parādītu svara izmaiņas.

Mērījumu vienumi: svars, ķermeņa forma, aptaukosnās KMI, dažādi dati, tostarp muskuļu masa, ūdens saturs, bazālā vielmaiņa, kaulu masa, proteīns u.c.

Lietotāju reģistrācija, pierakstīšanās, paroles maiņa, paroles atgūsšana un citas funkcijas. Lietotāju informācijas pārvaldība, ieskaitot iesauku, dzimšanas dienu, augumu, dzimumu. Pagaidiet, pievienojiet ģimenes locekļus.

piesardzības pasākumi

1. Lūdzu, turiet svarus prom no mitras zemes. Ja stikls ir slapjš, nedrīkst izmantot kāpnes, lai novērstu paslīdēšanu.
2. Lūdzu, stāviet svaru vidū, lai novērstu apgāšanos.

4. Uzturiet apkārtējo vidi sausu un neiegremdējiet to ūdenī.
5. Kad akumulators ir zema uzlādes līmenī, lūdzu, izņemiet to. novērst katlakmens noplūdi un koroziju.

instrukcijas

1. solis: Ievietojiet akumulatoru:

1. Atveriet baterijas vāciņu
2. Ievietojiet akumulatoru, pievēršot uzmanību plusam un mīnusam.
3. Aizveriet vāku



Padoms: ja ilgstoši neizmantojat, lūdzu, izņemiet akumulatoru

2. solis: Instalējiet OKOK lietotni

1. Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni, vai meklējiet lietotnes nosaukumu "OKOK" lietotņu veikalā, lai to lejupielādētu un instalētu.

2. Iespējojiet BT, atlasnās vietas un tuvumā esošās ierīces atļaujas tālrunī iPhone: Iestatījumi - Konfidencialitāte - OKOK - Iespējojiet lietotnes atļaujas Android:

Atļaujas Iestatījumi - Privātums/Lietotņu atļaujas - OKOK - Iespējot

3. Mobilais tīkls darbojas normāli.



OKOK lietotne

IOS7.0

Android 4.3



3. solis: Reģistrējiet kontu un izveidojiet savienojumu ar APP

1. Atveriet lietotni, lai sāktu ierīci savienosānu pāri.

2. Reģistrējieties kā lietotājs.

3. Pareizi aizpildiet personīgo informāciju

4. solis: Mērīšana un svēršana


1. Novieto svarus uz cietas un līdzenas virsmas, nospiediet un pagrieziet to atpakaļ uz nulli.

2. Ieejiet lietotnes "Dinamiskās svēršanas" saskarnē.

3. Uzkāpiet uz svāriem un sinhronizējiet savu svaru, lai to augšupielādētu OKOK lietotnē. 5. solis: Skatiet testa rezultātus



Reģistrēties/Pieteikties



mērierīces saskarne



Mērījumu atskaite

PARAMETER

Rozsah váženia: 0,2 kg - 180 kg

D=50g prepocet jednotiek: kg/lb

Napájanie: 3V batéria: 2 AAA batérie

Prúd vo vypnutom stave: < 25mA, pohotovostný prúd: < 10mA

Indikátor slabej batérie: LLo] batériu je potrebné

vymeniť Indikácia pretáženia: [o-Ld] Pretáženie presahuje

183 kg Najlepšia prevádzková teplota: 5-35°C

Pripojte aplikáciu na váženie, vytvorte správu o výsledkoch merania a poskytnite zdravotné odporúčania. Údaje budú uložené v historických záznamoch. Trend zmien hmotnosti, vrátane týždenných, mesacích a štvrtročných správ, je znázornený krivkami, ktoré ukazujú zmeny hmotnosti.

Merané položky: hmotnosť, tvar tela, obezita BMI, viacero údajov vrátane svalovej hmoty, obsahu vody, bazálneho metabolizmu, kostnej hmoty, bielkovín, atď.

Registrácia používateľa, prihlásenie, zmena hesla, obnova hesla a ďalšie funkcie. Správa informácií o používateľovi, vrátane prezývky, dátumu narodenia, výšky, pohlavia. Pochyť pridanie členov rodiny.

opatrenia

1. Udržujte váhu mimo vlhkej zeme. Ak je sklo mokré, nepoužívajte ju. Použite uterák, aby ste zabránili pošmyknutiu.
2. Postavte sa, prosím, do stredu váhy, aby ste predišť prevráteniu.
4. Udržujte okolie suché a neponárajte ho do vody.
5. Keďže batéria v stave nízkeho nabitia, vyberte ju, prosím. zabráňte úniku a korózii vodného kameňa.

instrukcie

Krok 1: Nainštalujte batériu:

1. Otvorte kryt batérie
2. Nainštalujte batériu a dávajte pozor na kladné a záporné póly.
3. Zatvorte veko



Tip: Ak sa dlhšícas nepoužíva, vyberte batériu.

Krok 2: Nainštalujte si aplikáciu OKOK

1. Naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie alebo vyhľadajte názov aplikácie „OKOK“ v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju.

2. Povoľte povolenia pre BT, určovanie polohy a blízke zariadenia v telefóne iPhone: Nastavenia - Súkromie - OKOK - Povoľte povolenia pre aplikáciu Android:

Povolenia Nastavenia - Súkromie/Povolenia aplikácií - OKOK - Povoľte
3. Mobilná sieť v poriadku.



Aplikácia OKOK

iOS 7.0

Android 4.3



Krok 3: Zaregistrujte si účet a pripojte sa k aplikácii.


1. Otvorte aplikáciu na spustenie párovania zariadení.
2. Zaregistrujte sa ako používateľ.
3. Vyplňte osobné údaje správne

Krok 4: Zmerajte a odvážte

1. Umiestnite váhu na tvrdý a rovný povrch, stlačte ju a vráťte späť na nulu.
2. Vstúpte do rozhrania "Dynamické váženie" v aplikácii.
3. Postavte sa na váhu a synchronizujte svoju hmotnosť, aby ste ju nahrali do aplikácie OKOK. Krok 5: Zobrazte výsledky testu.



Registrácia/Prihlásenie



meracie rozhranie



Protokol o meraní

PARAMETER

Merilno območje: 0,2 kg–180 kg

D=50g pretvorba enot: kg/lb

Napajanje: 3V baterija: 2 AAA bateriji

Izklopni tok: < 25mA tok v stanju pripravljenosti: < 10mA

Indikator prazne baterije: LLo] baterijo je treba

zamenjati Indikacija preobremenitve: [o-Ld] Preobremenitev presega 183

kg Najboljša delovna temperatura: 5-35 °C

Povežite aplikacijo za tehtanje, ustvarite poročilo o rezultatih meritev in zagotovite zdravstvena priporočila. Podatki bodo shranjeni v zgodovinskih zapisih. Trend sprememb težej, vključno s tedenskimi, mesečnimi in četrtnimi poročili, je predstavljen s krivuljami, ki prikazujejo spremembe težej.

Merilni elementi: težej, oblika telesa, indeks telesne mase (ITM) za oceno debelosti, različni podatki, vključno z mišično maso, vsebnostjo vode, bazalnim metabolizmom, kostno maso, beljakovinami, itd.

Registracija uporabnika, prijava, sprememba gesla, pridobivanje gesla in druge funkcije. Upravljanje informacij o uporabniku, vključno z vzdevkom, rojstnim dnevom, višino, spolom. Pochakaj, dodaj družinske člane.

previdnostni u

1. Prosimo, da tehtnico hranite stran od vlažnih tal. Če je steklo mokro, ne... Uporabite lestev, da preprečite zdrs.
2. Prosimo, postavite se na sredino tehtnice, da preprečite prevračanje.
4. Poskrbite, da bo okolica suha in je ne potaplajte v vodo.
5. Ko je baterija v stanju nizke napolnjenosti, jo odstranite, da jo preprečite puščanje in korozijo vodnega kamna.

navodila

1. korak: Namestite baterijo:

1. Odprite pokrov baterije
2. Namestite baterijo in bodite pozorni na pozitivni in negativni pol.
3. Zaprite pokrov



Nasvet: Če ga dlje časa ne uporabljate, odstranite baterijo.

2. korak: Namestite aplikacijo OKOK

1. Skenirajte QR kodo za prenos aplikacije ali poiščite aplikacijo 'OKOK' v trgovini z aplikacijami, da jo prenesete in namestite.

2. Omogočite dovoljenja za BT, lokacijo in bliznje naprave na telefonu. iPhone: Nastavitve - Zasebnost - OKOK - Omogočite dovoljenja za aplikacijo. Android:

Dovoljenja Nastavitve - Zasebnost/Dovoljenja aplikacij - OKOK - Omogočite
3. Mobilno omrežje deluje normalno.



Aplikacija OKOK

iOS 7.0

Android 4.3



3. korak: Registrirajte račūn in se povežite z aplikacijo


1. Odprite aplikacijo za začetek seznanjanja naprav.
2. Registrirajte se kot uporabnik.
3. Pravilno izpolnite osebne podatke

4. korak: Izmerite in stehtajte

1. Postavite tehtnico na trdo in ravno površino, pritisnite in jo zavrtite nazaj na nič.
 2. Vstopite v vmesnik »Dinamično tehtanje« v aplikaciji.
 3. Stopite na tehtnico in sinhronizirajte svojo težej za prenos v aplikacijo OKOK.
5. korak: Ogled rezultatov testa



Registracija/Prijava



merilni vmesnik



Poročilo o meritvah