

USER MANUAL

Rechargeable
TEETH WHITENING KIT
Wireless LED

START TO WHITEN



SHELF LIFE

36 Months

HOW TO USE

1. Rinse mouthpiece and your mouth before use.
2. Looking in the mirror or cell phone to compare your teeth with shade guide paper to record which stage you are in.
3. Twist teeth whitening pen, until the gel flows to the brush.
4. Apply the gel evenly on your teeth, both upper and lower. Do not brush too much gel, more gel won't give you a faster or better result. Each time use about 0.5ml-0.7ml. Avoid applying the gel directly on your gum or inside of your lips! It will create a burning feeling. This is nothing to be alarmed about as the burning feeling will go away within 24 hours. Just make sure to rinse with water.
4. Make sure full charge before first use. Put mouthpiece into your mouth and bite it, then turn on the light. Take **deep breaths before treatment to decrease saliva production. (Excessive amount of saliva will dilute the gel's concentration.)**
5. The whitening device will turn off automatically after 16 minutes. Take it out, rinse the mouthpiece and your mouth with water and compare your teeth with shade guide paper again to see how many stages you have improved.
6. Do not eat or drink anything except water for 30 minutes after you finished the whitening.

INGREDIENTS

Propylene Glycol, Glycerin, Deionized Water, Carbomer, Hydrogen Peroxide, Cellulose Gum, Poly Vinylpyrrolidone, Menthol, Sodium Hydroxide.

STORAGE

Avoid sunlight and keep in cool place.

CAUTION

1. Not suitable for ceramic or false teeth.
2. Not suitable for teeth discoloration caused by lesion or medicine.
3. Not suitable for severe tetracycline and decayed teeth.
4. Not suitable for defective enamel, exerted dentin and damaged teeth.
5. Not suitable for children under 16 years old and pregnant women.

WARM PROMPT

1. Rinsing thoroughly, water on the teeth's surface should be dried entirely, applying gel to teeth evenly.
2. Excessive saliva will dilute the gel's concentration.
3. Avoid directly applying teeth whitening gel to gum area- wipe off excess.
4. If gel is on your face or clothes, you should wash them without any delay.
5. Please store our product in a place which is out of children's reach.

MANUEL D'UTILISATION

Rechargeable
KIT DE BLANCHIMENT DES DENTS
LED sans fil

COMMENCER À BLANCHIR



DURÉE DE VIE UTILITÉ

36 mois

MODE D'EMPLOI

1. Rincez l'embout et votre bouche avant utilisation.
2. Comparez vos dents avec le guide des couleurs pour savoir à quel stade vous en êtes, en vous regardant dans le miroir ou sur votre téléphone portable.
3. Tournez le stylo de blanchiment des dents jusqu'à ce que le gel s'écoule sur la brosse. Appliquez le gel uniformément sur les dents, en haut et en bas. Ne pas appliquer trop de gel sur la brosse, plus de gel ne donnera pas un résultat plus rapide ou meilleur. Utilisez environ 0,5 ml à 0,7 ml à la fois. Évitez d'appliquer le gel directement sur la gencive ou l'intérieur des lèvres, car cela provoquerait une sensation de brûlure. Ne vous inquiétez pas, la sensation de brûlure disparaîtra dans les 24 heures. Rincez vos lèvres à l'eau.
4. Assurez-vous qu'il est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois. Mettez l'embout dans votre bouche et mordez-le, puis allumez la lumière. Respirez profondément avant le traitement pour réduire la production de salive (l'excès de salive dilue la concentration du gel).
5. L'appareil de blanchiment s'éteint automatiquement au bout de 16 minutes. Retirez-le, rincez l'embout et votre bouche avec de l'eau et comparez vos dents avec le teinturier pour voir de combien de niveaux vous êtes amélioré.
6. Ne mangez ni ne buvez rien d'autre que de l'eau pendant les 30 minutes qui suivent la fin du blanchiment.

INGRÉDIENTS

Propylène glycol, glycérine, eau déionisée, carbomère, peroxyde d'hydrogène, gomme de cellulose, polyvinylpyrrolidone, menthol, hydroxyde de sodium.

STOCKAGE

Éviter la lumière du soleil et conserver dans un endroit frais.

ATTENTION

1. Ne convient pas aux dents en céramique ou aux fausses dents.
2. Ne convient pas pour les décolorations des dents causées par des blessures ou des médicaments.
3. Ne convient pas aux dents fortement exposées à la tétracycline et aux dents cariées.
4. Ne convient pas aux dents présentant des défauts de l'émail, de la dentine exposée et des dents endommagées.
5. Ne convient pas aux enfants de moins de 16 ans et aux femmes enceintes.


Conseils

1. Rincez-vous soigneusement la bouche, l'eau sur la surface des dents doit sécher complètement et le gel doit être appliqué uniformément sur les dents.
2. L'excès de salive dilue la concentration du gel.
3. Évitez d'appliquer le gel blanchissant directement sur la gencive - essayez l'excédent.
4. Si le gel entre en contact avec le visage ou les vêtements, laver immédiatement.
5. Conservez le produit hors de portée des enfants.

ユーザマニュアル

充電式
歯のホワイトニングキット
ワイヤレス LED

ホワイトニング開始



有効期限

36ヶ月

使用方法

- 1.使用前にマウスピースを洗い、口をすすぐ。
- 2.鏡や携帯電話を見て、歯をシェードガイドと比較し、色の段階を記録する。
- 3.ゲルがブラシに流れるように歯のホワイトニングペンをひねる。ジェルを歯の上と下共に均等に塗布する。ジェルをたくさん使わないで下さい。ジェルが多いほど結果が早くまたはよく出るわけではない。毎回約0.5ml-0.7mlを使ってください。灼熱感がないので、歯茎や唇の内側にジェルを直接に塗らないようにしてください。灼熱感は24時間以内に消えるので、心配する必要はない。必ず水で洗ってください。初めて使用する前に、完全に充電されていることを確認してください。マウスピースを口に入れて噛んで、ライトを点灯させる。唾液の分泌を減らすように、使用する前に深呼吸をしてください。(唾液が多すぎるとゲルの濃度が薄まる。)
- 5.このホワイトニング設備は16分後に自動的にオフになる。マウスピースを取り出して水で洗って、口を水ですすいだ後、シェードガイドでもう一度比較して、どれくらい改善したかを確認する。
- 6.ホワイトニング終了して30分間以内に、水以外の飲食をしないでください。

成分

プロピレングリコール、グリセリン、脱イオン水、カルボマー、過酸化水素、セルロースガム、ポリビニルピロリドン、メントール、水酸化ナトリウム。

貯蔵

日光を避け、涼しい場所に保管してください。

注意事項

1. セラミックや入れ歯には適しない。
 2. 病変や薬による歯の変色には適しない。
 3. 重度のデフラクソリンや虫歯には適しない。
 4. エナメル質の欠陥、象牙質の発出、損傷した歯には適しない。
 5. 16歳未満の子供や妊婦には適しない。
- ### ウォームプロンプト
1. よくすすいで、歯の表面の水を完全に乾かし、ジェルを歯に均一に塗布する。
 2. 唾液が多すぎるとゲルの濃度が薄まる。
 3. 歯のホワイトニングジェルを歯茎の部分に直接塗布しないでください。余分なものを拭き取る。
 4. ジェルが顔や衣服に付着したときは、直ちに洗ってください。
 5. お子様の手の届かない場所に保管してください。

MANUAL DEL USUARIO

Recargable
KIT DE BLANQUEAMIENTO DENTAL
LED inalámbrico

EMPEZAR A BLANQUEAR



VIDA ÚTIL DE USO

36 meses

MODOS DE EMPLEO

1. Enjuague la boquilla y su boca antes de su uso.
2. Compare sus dientes con el papel de guía de color para registrar en qué etapa se encuentra, mirando en el espejo o el teléfono móvil.
3. Gire el lápiz blanqueador de dientes, hasta que el gel fluya hacia el cepillo. Aplique el gel de manera uniforme sobre los dientes, tanto superiores como inferiores. No cepille demasiado gel, más gel no le dará un resultado más rápido o mejor. Utiliza cada vez unos 0,5ml-0,7ml. Evite aplicar el gel directamente en la encía o en el interior de los labios, ya que provocará una sensación de quemazón. No se preocupe, ya que la sensación de quemazón desaparecerá en 24 horas. Enjuáguese los labios con agua.
4. Asegúrese de que está completamente cargada antes de utilizarla por primera vez. Póngase la boquilla en la boca y muérdala, luego encienda la luz. Respire profundamente antes del tratamiento para disminuir la producción de saliva (el exceso de saliva diluirá la concentración del gel).
5. El aparato blanqueador se apagará automáticamente después de 16 minutos. Sáquelo, enjuague la boquilla y su boca con agua y compare sus dientes con el papel guía de color para ver cuántos niveles ha mejorado.
6. No coma ni beba nada excepto agua durante 30 minutos después de terminar el blanqueamiento.

INGREDIENTES

Propilenglicol, Glicerina, Agua desionizada, Carbómero, Peróxido de hidrógeno, Goma de celulosa, Polivinilpirrolidona, Mentol, Hidróxido sódico.

ALMACENAMIENTO

Evitar la luz solar y conservar en lugar fresco.

PRECAUCIÓN

1. No apto para dientes de cerámica o postizos.
2. No es adecuado para la decoloración de los dientes causada por lesiones o medicamentos.
3. No apto para tetraciclina severa y dientes cariados.
4. No es adecuado para dientes con defectos en el esmalte, dentina expuesta y dientes dañados.
5. No apto para niños menores de 16 años y mujeres embarazadas.

Consejos cálidos

1. Enjuáguese bien la boca, el agua en la superficie de los dientes debe secarse por completo y el gel debe aplicarse uniformemente sobre los dientes.
2. El exceso de saliva diluirá la concentración del gel.
3. Evite aplicar directamente el gel blanqueador en la zona de las encías - limpie el exceso.
4. Si el gel entra en contacto con la cara o la ropa, lávese inmediatamente.
5. Guarde el producto fuera del alcance de los niños.

MANUALE D'USO

Ricaricabile
KIT DI SBIANCAMENTO DENTALE
LED senza fili

INIZIARE A SBIANCARE



VITA UTILE

36 mesi

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Sciacquare il bocchaglio e la bocca prima dell'uso.
2. Confrontare i denti con la carta guida per registrare la fase in cui si trova, guardandosi allo specchio o con il cellulare.
3. Ruotare la penna sbiancante per denti, finché il gel non scorre sul pennello. Applicare il gel in modo uniforme sui denti, sia sopra che sotto. Non spennellare troppo gel, una quantità maggiore di gel non darà un risultato migliore o più veloce. Utilizzare circa 0,5-0,7 ml alla volta. Evitare di applicare il gel direttamente sulla gengiva o sull'interno delle labbra per evitare una sensazione di bruciore. Non preoccupatevi, perché la sensazione di bruciore scomparirà entro 24 ore. Sciacquare la labbra con acqua.
4. Assicurarsi che sia completamente carica prima del primo utilizzo. Mettere il bocchaglio in bocca e morderlo, quindi accendere la luce. Respirare profondamente prima del trattamento per diminuire la produzione di saliva (l'eccesso di saliva diluisce la concentrazione del gel).
5. L'apparecchio sbiancante si spegne automaticamente dopo 16 minuti. Estrarlo, sciacquare il bocchaglio e la bocca con acqua e confrontare i denti con la carta guida per vedere quanti livelli sono migliorati.
6. Non mangiare o bere nulla, tranne acqua, per 30 minuti dopo il completamento dello sbiancamento.

INGREDIENTI

Glicole propilenico, Glicerina, Acqua deionizzata, Carbomero, Perossido di idrogeno, Gomma di cellulosa, Polivinilpirrolidone, Mentolo, Idrossido di sodio.

CONSERVAZIONE

Evitare la luce del sole e conservare in un luogo fresco.

PRECAUZIONI

1. Non applicabile a denti o protesi in ceramica.
2. Non adatto per la decolorazione dei denti causata da lesioni o farmaci.
3. Non adatto per denti gravemente cariati e con tetraciclina.
4. Non adatto a denti con difetti dello smalto, dentina esposta e denti danneggiati.
5. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 16 anni e alle donne in gravidanza.

Suggerimenti

1. sciacquare accuratamente la bocca, l'acqua sulla superficie dei denti deve asciugarsi completamente e il gel deve essere applicato uniformemente sui denti.
2. L'eccesso di saliva diluisce la concentrazione del gel.
3. Evitare di applicare il gel sbiancante direttamente sull'area gengivale - eliminare l'eccesso.
4. Se il gel viene a contatto con il viso o con gli indumenti, lavarsi immediatamente.
5. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Wiederaufladbar
Zahn-Bleaching-Kit
Kabellose LED

START BLEICHEN



NUTZUNGSDAUER

36 Monate

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Espülen Sie das Mundstück und Ihren Mund vor dem Gebrauch aus.
2. Vergleichen Sie Ihre Zähne mit dem Farbleitfaden, um das Stadium zu bestimmen, in dem Sie sich befinden, indem Sie in den Spiegel oder auf Ihr Handy schauen.
3. Drehen Sie den Zahnaufhellungsstift, bis das Gel auf die Bürste fließt. Tragen Sie das Gel gleichmäßig auf die Zähne auf, sowohl oben als auch unten. Tragen Sie nicht zu viel Gel auf, mehr Gel führt nicht zu einem schnelleren oder besseren Ergebnis. Verwenden Sie jeweils etwa 0,5 ml bis 0,7 ml. Vermeiden Sie es, das Gel direkt auf das Zahnfleisch oder die Innenseite der Lippen aufzutragen, da dies ein brennendes Gefühl verursacht. Machen Sie sich keine Sorgen, denn das Brennen verschwindet innerhalb von 24 Stunden. Spülen Sie Ihre Lippen mit Wasser ab.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und beißen Sie darauf, dann schalten Sie das Licht ein. Atmen Sie vor der Behandlung tief ein, um die Speichelproduktion zu verringern (überschüssiger Speichel verdünnt die Konzentration des Gels).
5. Das Bleichgerät schaltet sich nach 16 Minuten automatisch ab. Nehmen Sie es heraus, spülen Sie das Mundstück und Ihren Mund mit Wasser aus und vergleichen Sie Ihre Zähne mit dem Farbschlüssel, um zu sehen, wie viele Stufen Sie sich verbessert haben.
6. Essen oder trinken Sie nichts außer Wasser für 30 Minuten nach Beendigung der Aufhellung.

INHALTSSTOFFE

Propylenglykol, Glycerin, entionisiertes Wasser, Carbomer, Wasserstoffperoxid, Cellulosegummi, Polyvinylpyrrolidon, Menthol, Natriumhydroxid.

LAGERUNG

Vermeiden Sie Sonnenlicht und lagern Sie es an einem kühlen Ort.

VORSICHT

1. Nicht geeignet für Keramik oder falsche Zähne.
 2. Nicht geeignet für Zahnverfärbungen, die durch Verletzungen oder Medikamente verursacht wurden.
 3. Nicht geeignet bei schweren Tetracyclin-Zähnen und Karies
 4. Nicht geeignet für Zähne mit Schmelzdefekten, freilegendem Dentin und beschädigten Zähnen.
 5. Nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahren und schwangere Frauen.
- ### Eine Vorwarnung
1. Spülen Sie Ihren Mund gründlich aus, das Wasser auf der Oberfläche der Zähne sollte vollständig trocken und das Gel sollte gleichmäßig auf die Zähne aufgetragen werden.
 2. Überschüssiger Speichel wird die Konzentration des Gels verdünnen.
 3. Vermeiden Sie es, das Bleichgel direkt auf den Zahnfleischbereich aufzutragen - wischen Sie den Überschuss ab.
 4. Wenn das Gel mit dem Gesicht oder der Kleidung in Berührung kommt, waschen Sie es sofort ab.
 5. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.